

BISTOURIS À USAGE UNIQUE STÉRILES LAME FIXE SWANN MORTON - boîte de 10

Référence 01614



Prix du produit :

6,21 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **bistouri à usage unique stérile SWANN MORTON** réunit une lame fixe en acier inoxydable et un manche plastique bleu pour les gestes de coupe nécessitant régularité et disponibilité immédiate. **Stérile**, conditionné à l'unité et proposé en **boîtes de 10 pièces**, il convient aux usages en soins et petite chirurgie. Existe en plusieurs modèles.

Stérile • CE 0086 • Classe IIa • Boîte de 10 pièces

Description du produit :

Bistouri Swann Morton, stérile et prêt pour le geste

Ce bistouri jetable est conçu pour les actes de coupe précis réalisés en soins ou en petite chirurgie. Le **bistouri à usage unique stérile Swann Morton** associe une lame fixe en acier inoxydable à un manche plastique bleu, avec conditionnement individuel.

La stérilisation par irradiation au Cobalt 60, à **minimum 25 kGy**, permet une mise à disposition rapide au moment du soin. Son plateau évasé favorise une prise en main plus simple lors de l'ouverture de l'emballage.

Le format à usage unique facilite l'organisation et le suivi du matériel au quotidien. Idéal pour les cabinets médicaux, services hospitaliers, blocs opératoires, dermatologues, podologues et infirmiers libéraux.

Points forts

- **Dispositif stérile** : stérilisation par irradiation au Cobalt 60 et présentation unitaire pour disposer d'un bistouri prêt à l'emploi au moment nécessaire.
- **Lame fixe chirurgicale** : lame en acier inoxydable SF100 qualité chirurgicale, pensée pour une coupe propre et un geste constant.
- **Manche ergonomique** : manche en polystyrène moulé bleu avec stries pour améliorer la tenue pendant les manipulations avec gants.
- **Conditionnement pratique** : emballage individuel en plateau évasé pour faciliter l'ouverture et limiter les manipulations inutiles.
- **Usage unique** : simplifie les protocoles de gestion du matériel et évite les opérations de retraitement.
- **Suivi facilité** : les informations de lot et de péremption présentes sur l'unité aident la traçabilité en cabinet comme en établissement.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Bistouri à usage unique stérile

Marque : SWANN MORTON

Fabricant : Swann-Morton Ltd

Matériau lame : Acier inoxydable SF100 qualité chirurgicale

Épaisseur de lame : 0,394 mm

Matériau manche : Polystyrène moulé

Couleur : Bleu clair

Utilisation : Usage unique

Stérilisation : Irradiation au Cobalt 60, minimum 25 kGy

Conditionnement : Boite de 10 pièces

Emballage : Emballage individuel en plateau évasé

Sans latex : Oui

Sans PVC : Oui

Classe DM/EPI : DM IIa

Formats disponibles : N°10 ; N°11 ; N°12 ; N°15 ; N°20 ; N°21 ; N°22 ; N°24 ; N°23

EAN : 105033955005

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : IIa

Normes : BS EN ISO 7153-1, BS2982, BS EN ISO 27740, ISO 11137 Parties 1 et 2

Marquage : CE 0086

Fabricant : Swann-Morton Ltd

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter le plateau de soin, les compresses stériles sont utiles avant et après l'incision.

Les gants stériles participent à la préparation du geste. En fin d'acte, un pansement stérile permet de finaliser la prise en charge immédiate.

LL/26