

Bistouri stérile Swann-Morton

Référence 01614



Prix du produit :

6,09 € taxe inclu

Description brève du produit :

Scalpels stériles disponible en 8 tailles.

Vendu la boîte de 10 bistouris.

Description du produit:

Le scalpel stérile à manche bleu Swann-Morton est un <u>instrument de chirurgie</u> classique et indispensable.

Disponible dans 8 références de lames standards, le bistouri stérile jetable Swann-Morton est adapté à tous les usages pour la chirugie.

Les bistouris stériles sont prêts à l'emploi avec une lame fixe, indisociable du manche, en acier inoxydable de qualité supérieure.

Chaque scalpel est emballé sous pochette transparente individuelle stérile avec un protège-lame en plastique épais pour éviter toute coupure.

Le manche de couleur bleue caractéristique est en plastique rigide et ergonomique (polystyrolène à haut impact d'usage général), gradué en centimètre de 0 à 5 cm d'un côté.

La stérilité des bistouris est obtenue par irradiation au cobalt 60 et vérifiée par un laboratoire. Le produit stérile se conserve 5 ans après la date de stérilisation.

L'emballage est en conformité avec la Directive Européenne 94/62/EC pour les « Emballages et résidus d'emballage vis-à-vis des métaux lourds ». Une étiquette code barre est présente sur la boîte avec le code EAN, le code article, la date de péremption et le N° de lot.

Dispositif médical de Classe IIa avec marquage CE 0086.

Par boîte de 10 bistouris stériles.

