

# GEL LUBRIFIANT VAGILUB HYDROSOLUBLE TRANSPARENT - flacon de 300 ml

Référence 08192



Prix du produit :

**10,19 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **gel lubrifiant Vagilub** associe une formule **hydrosoluble**, transparente et non grasse pour accompagner les examens gynécologiques avec une bonne visibilité. Son flacon pompe de **300 ml** convient à l'utilisation avec spéculums, sondes et instrumentation optique.

CE • Non stérile • Hydrosoluble • Flacon pompe de 300 ml

Description du produit :

Gel lubrifiant Vagilub, usage fluide à l'examen gynécologique

Ce gel lubrifiant est conçu pour accompagner l'introduction des instruments pendant l'examen. Le **gel lubrifiant Vagilub** présente une texture **hydrosoluble**, transparente et non grasse, proposée en flacon pompe de **300 ml**.

Son aspect transparent aide à conserver une lecture visuelle nette lors d'un contrôle avec instrumentation optique. Il est adapté aux examens gynécologiques nécessitant la mise en place d'un spéculum ou d'une sonde.

Sa formule est annoncée non stérile, sans spermicide, bien absorbée par la peau et adaptée aux muqueuses. Idéal pour cabinets médicaux, services de gynécologie, sages-femmes, centres de santé et infirmiers spécialisés.

Points forts

- **Gel hydrosoluble** : l'application est simple et le nettoyage se fait facilement, sans film gras résiduel sur le matériel ou les surfaces.
- **Transparence du produit** : cette caractéristique favorise le maintien de la visibilité lors des actes réalisés avec instrumentation optique.
- **Usage avec différents matériaux** : le gel est compatible avec les métaux, les plastiques et le caoutchouc, pour un emploi courant avec divers instruments.
- **Formule non grasse** : elle ne tâche pas et apporte une manipulation plus pratique dans l'environnement de consultation.
- **Sans spermicide** : cette propriété répond aux usages où cette composition est recherchée dans le cadre prévu du produit.
- **Format flacon pompe** : la contenance de **300 ml** facilite le dosage rapide au cabinet, sur paillasse ou chariot de soin.

### Caractéristiques techniques

**Type de produit** : Gel lubrifiant

**Utilisation** : Lubrification pour examens gynécologiques et insertion d'instruments

**Contenance** : 300 ml

**Conditionnement** : Flacon avec pompe doseuse

**Aspect** : Gel transparent

**Solubilité** : Hydrosoluble

**pH** : Acide

**Conductivité** : Bonne conductivité électrique

**Propriétés** : Non gras, ne tâche pas, sans spermicide

**Compatibilité** : Métaux, plastiques et caoutchouc

**Stérilisation** : Non stérile

**Classe DM/EPI** : DM I

**Marquage** : CE

**Garantie** : 2 ans

### Normes & sécurité

**Classe** : DM I

**Marquage** : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

### Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter la préparation de l'examen, les spéculum gynécologique s'associent à un gel adapté pour faciliter la mise en place. Les protection pour sondes participent à l'équipement des

---

actes instrumentés, tandis que les draps d'examen aident à préserver la table entre deux consultations.