

Irrigateur auriculaire Propulse

Référence 08198



Prix du produit :

329,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'appareil de rinçage auditif Propulse Irrigator Kit6100 est une solution innovante pour le rinçage auriculaire automatisé, conçu pour être utilisé en milieu hospitalier ou en cabinet privé. Il est équipé d'un compte à rebours numérique avec alarme, signalant lorsque la durée optimale de nettoyage est atteinte, assurant ainsi une décontamination et un nettoyage efficaces

Description du produit :

L'appareil de rinçage auditif Propulse Irrigator Kit 6100 est spécialement conçu pour le soin des canaux auditifs sensibles.

Il permet un rinçage en douceur du canal auditif, avec un réglage précis de la pression d'eau (de 0,27 à 3,45 Bar), facilitant l'élimination du cérumen, des corps étrangers non-hygroscopiques, des débris, de la kératine et de tout écoulement du méat auditif externe.

Sa nouvelle conception de poignée permet un retrait facile de la pointe, et la pédale d'utilisation permet un fonctionnement mains libres, pour plus de confort et de sécurité.

L'appareil est livré avec 100 embouts à usage unique et dispose d'un réservoir d'eau de 600 ml. Il fonctionne sur secteur avec une alimentation de 230 V et utilise la technologie Propulse QRX™. Le kit est fourni avec 100 embouts Blanc QRX™ et bénéficie d'une garantie de 1 an. Conforme aux normes CE.