

CURETTE ORL PROSCOOP DOUBLE EXTRÉMITÉ USAGE UNIQUE - à l'unité

Référence 08201



Prix du produit :

3,33 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **curette ORL ProScoop** associe une extrémité crochet et un embout dentelé pour le coton afin de faciliter le soin auriculaire. Ce modèle **usage unique**, non stérile, intègre un repère de sécurité à **15 mm** et une tige antidérapante pour un geste maîtrisé.

CE • Usage unique • Repère 15 mm • Tige antidérapante

Description du produit :

Curette ORL ProScoop, double fonction pour le conduit auditif

Cette curette ORL est destinée au retrait du cérumen et au nettoyage du conduit auditif. La **curette ORL ProScoop** réunit une forme en crochet, un repère de sécurité à **15 mm** et une tige **antidérapante** pour une manipulation plus sûre.

Sa double extrémité permet d'alterner entre extraction précise du cérumen et fixation d'un coton grâce à l'embout dentelé. Elle convient aux examens auriculaires réalisés au cabinet comme en consultation spécialisée.

Le dispositif est **non stérile** et conçu pour un **usage unique**. Idéal pour les médecins ORL, médecins généralistes, pédiatres, infirmiers et cabinets médicaux.

Points forts

- **Double extrémité fonctionnelle** : un côté crochet pour extraire le cérumen, un côté

dentelé pour maintenir le coton lors du nettoyage de l'oreille.

- **Repère de sécurité 15 mm** : aide à contrôler la profondeur d'insertion et à mieux sécuriser le geste pendant l'examen.
- **Tige antidérapante** : offre une préhension plus stable, appréciable lors des manipulations fines en consultation.
- **Usage unique** : évite les contraintes de retraitement et simplifie l'organisation entre deux patients.
- **Format adapté aux actes ORL** : utile pour le contrôle et le nettoyage du conduit auditif avant ou après observation.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Curette ORL auriculaire

Modèle : ProScoop

Utilisation : Usage unique

Stérilisation : Non stérile

Repère de sécurité : 15 mm

Extrémités : Crochet et embout dentelé pour coton

Préhension : Tige antidérapante

Marquage : CE

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'examen auriculaire, les otoscope permettent une meilleure visualisation du conduit. Les speculums auriculaires s'associent naturellement à l'observation. Le coton médical peut être utilisé avec l'extrémité dentelée pour le nettoyage.