

Curette auriculaire Proscoop

Référence 08201



Prix du produit :

3,26 € taxe inclu

Description brève du produit :

Curette ORL « ProScoop » pour le retrait du cérumen du conduit auditif. Curette à double tête permettant d'éliminer efficacement le cérumen et de nettoyer l'oreille.

Description du produit:

Cette curette ORL est équipée d'une extrémité en crochet permettant de retirer le cérumen en toute sécurité. Afin d'éviter toute insertion excessive et de prévenir les risques de blessure au conduit auditif ou au tympan, la curette est graduée à 15 mm.

L'autre extrémité de la curette est dotée de dents pour fixer le coton et nettoyer délicatement l'oreille.

La tige est conçue avec un revêtement anti-dérapant pour une prise en main sécurisée.

Non stérile. Usage unique. Marquage CE.