


Speculum ressort valve Palmer 12 mm

Référence 08202



Prix du produit :

17,29 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **spéculum ressort valve** à fil de Palmer vous permet d'élargir les parois du nez, facilitant ainsi l'examen du vestibule nasal.

Description du produit :

Le spéculum ressort valve de Palmer est un instrument en acier inoxydable, fabriquée à partir des meilleurs aciers japonais.

- Dimension : 12 mm.
- Leur durée de vie est d'environ 3 ans.
- Ils bénéficient de contrôles qualités soigneux et rigoureux.
- Garantie 2 ans (sous réserve d'une utilisation chirurgicale)