

NÉBULISEUR MINIMAX À COMPRESSEUR COMPACT CA - MI - avec accessoires

Référence 08203



Prix du produit :

30,59 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **nébuliseur MiniMax CA - MI** réunit compacité, équipement complet et usage adulte/pédiatrique dans un même appareil. Avec un taux de nébulisation de **0,35 ml/min** et un poids de **1,45 kg**, il s'utilise facilement au cabinet comme lors des déplacements grâce à sa sacoche.

3 Ans • EN 13544-1 • CE • Sac de transport inclus

Description du produit :

Nébuliseur MiniMax, pratique pour les usages fixes et mobiles

Ce nébuliseur à compresseur **MiniMax CA - MI** est conçu pour l'aérosolthérapie adulte et pédiatrique dans un format peu encombrant. Il fonctionne en **230 V - 50 Hz** et délivre un taux de nébulisation de **0,35 ml/min**.

Son système à pompe sèche sans graissage simplifie l'utilisation au quotidien et limite les opérations d'entretien courant. La présence d'accessoires dédiés et d'un sac de transport permet de garder l'ensemble prêt à l'emploi et bien rangé.

Idéal pour les cabinets médicaux, services de pédiatrie, infirmiers libéraux, structures de soins à domicile et professionnels de santé équipant leurs patients.

Points forts

- **Encombrement réduit** : ses dimensions de **13 x 8,9 x 14,6 cm** facilitent l'installation sur un bureau, un chariot de soins ou dans une valise.
- **Adapté à deux profils d'usage** : le dispositif est fourni avec un masque adulte et un masque enfant pour l'aérosolthérapie adulte et pédiatrique.
- **Pompe sèche sans graissage** : ce fonctionnement sans huile rend l'appareil simple à utiliser et pratique pour les usages répétés.
- **Accessoires fournis** : tube à air, embout buccal, embout nasal, filtres et sac de transport accompagnent l'appareil pour une mise en service immédiate.
- **Données de nébulisation maîtrisées** : pression d'utilisation de **1,10 bar** et génération de particules de **2,44 µm** pour une diffusion fine de l'aérosol.
- **Transport plus simple** : avec un poids net de **1,45 kg** et un câble d'alimentation séparable, le rangement entre deux utilisations est facilité.

Caractéristiques techniques

Garantie : 3 ans

Marque : CA - MI

Type de produit : Nébuliseur à compresseur

Utilisation : Aérosolthérapie adulte et pédiatrique

Dimensions : 13 x 8,9 x 14,6 cm

Poids Net : 1,45 kg

Alimentation : 230 V - 50 Hz

Fonctionnement : Pompe sèche sans graissage, interrupteur marche/arrêt

Pression : 1,10 bar en utilisation, 2,2 bars maximum

Débit : 4,8 à 14 l/min

Fréquence : 50 Hz

Niveau sonore : 60 dB

Taux de nébulisation : 0,35 ml/min

Génération de particules : 2,44 µm

Capacité : Réservoir médicament de 2 à 6 ml

Matériau : PVC pour les masques et le tube à air

Conditionnement : Appareil complet avec accessoires et sac de transport

Fabricant : CA - MI

Normes & sécurité

Norme : EN 13544-1

Norme : EC 93/42/CEE

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Sont inclus dans l'emballage : le compresseur MiniMax, un masque adulte avec élastique, un masque pédiatrique avec élastique, un tube à air de connexion PVC de 100 cm, un embout buccal, un embout nasal, deux filtres à air, un câble d'alimentation séparable et un sac de

transport.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'utilisation, les sérum physiologique peuvent accompagner les séances d'aérosol non médicamenteux selon les protocoles en place. Les aspirateur de mucosité et les oxymètre de pouls apportent aussi des solutions utiles dans le suivi respiratoire.

JJ/26