

NÉBULISEUR PORTABLE KIWI+ MESH SILENCIEUX CA - MI - avec accessoires

Référence 08205



Prix du produit :

59,16 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le nébuliseur portable Kiwi+ Mesh CA - MI combine technologie Mesh, faible bruit de **38 dB** et diffusion en particules fines dans un format facile à emporter. Léger et intuitif, il s'utilise chez l'adulte et l'enfant, à domicile comme en mobilité.

CE • Classe IIa • Silencieux 38 dB • Réservoir 8 ml

Description du produit :

Kiwi+ Mesh, discret et facile à emporter

Ce nébuliseur portable a été conçu pour l'aérosolthérapie en cabinet, à domicile ou lors des déplacements. Le **Kiwi+ Mesh CA - MI** réunit un encombrement réduit, une technologie Mesh et un niveau sonore limité à **38 dB**.

Sa production de particules fines de convient à une diffusion dans les voies respiratoires supérieures et inférieures. Son usage reste simple grâce à une commande unique, pratique pour une mise en route rapide.

La possibilité d'une alimentation sur batterie lithium ou sur secteur apporte davantage de flexibilité au quotidien. Idéal pour les cabinets médicaux, services ORL, pédiatres, infirmiers libéraux et structures de soins à domicile.

Points forts

- **Technologie Mesh** : génère une nébulisation régulière avec des particules fines, adaptée à l'administration des solutions d'aérosolthérapie.
- **Faible niveau sonore** : environ 38 dB pour une utilisation plus discrète, notamment en environnement calme ou auprès des enfants.
- **Conception compacte** : avec des dimensions de 127 x 48 x 58 mm et un poids net de **150 g**, il se transporte facilement.
- **Alimentation double** : fonctionne sur batterie lithium ou sur secteur, avec fonctionnement continu possible sur alimentation secteur.
- **Prise en main rapide** : bouton unique et fonction autonettoyante pour simplifier l'utilisation courante.
- **Accessoires fournis** : masque adulte, masque enfant, embout buccal et accessoire nasal pour s'adapter à différents usages.

Caractéristiques techniques

Garantie : 2 ans

Marque : CA - MI

Fabricant : CA-MI

Type de produit : Nébuliseur portable Mesh à ultrasons

Dimensions : 127 x 48 x 58 mm

Poids Net : 150 g

Capacité : Réservoir de médicaments 8 ml maximum

Débit : Environ 0,30 ml/min

Niveau sonore : 38 dB

Alimentation : Batterie lithium ou secteur

Autonomie : 220 minutes en continu

Temps de charge : 4 heures

Consommation : 2,0 W

Volume résiduel : 0,1 ml

Diamètre des particules : 1,51 micron

Taille des particules : 4,5 µm

Fraction respirable : 93%

Fonctionnement : Bouton unique, fonctionnement continu avec secteur

Matériau : Polysulfone, chambre de nébulisation en PSU sans Bisphénol

Couleur : Orange et vert

Utilisation : Adulte et enfant, à domicile ou en déplacement

Conditionnement : Livré complet en trousse avec accessoires

Normes & sécurité

Classe : Dispositif Médical CE de classe IIa (93/42/EEC)

Marquage : CE

Fabricant : CA-MI

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le ????????? comprend 1 nébuliseur Kiwi+, 1 masque adulte, 1 masque enfant, 1 embout buccal, 1 accessoire nasal K+, 1 adaptateur secteur et 1 mallette de rangement EVO.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement, le sérum physiologique trouve sa place selon les usages compatibles. Un oxymètre de pouls peut accompagner la surveillance respiratoire. En déplacement, les malles médicales facilitent le rangement du dispositif et de ses accessoires.

JJ/26