

Nébuliseur portable à ultrasons KIWI+

Référence 08205



Prix du produit :

58,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **nébuliseur portable Kiwi+ Mesh** est un dispositif médical innovant conçu pour administrer des médicaments sous forme d'aérosol pour le traitement des affections respiratoires supérieures et inférieures.

Sa technologie de nébulisation Mesh révolutionnaire offre une performance optimale et un confort d'utilisation inégalé, le rendant idéal pour une utilisation à domicile par les adultes et les enfants.

Description du produit:

Nébuliseur portable à ultrasons KIWI+

caratéristique

- Aérosol compact & portable.
- Très silencieux.
- Batteries Lithium.
- Prise en main facile pour adulte et pour enfant.
- Fonction autonettoyante.
- Diamètre des particules nébulisées : 1,51 micron.
- Fraction respirant de 93%.
- Livré complet en trousse avec masques et accessoires.



Un équipement complet pour une utilisation immédiate

Le KIWI+ est livré en trousse complète avec masques et accessoires, vous permettant une utilisation immédiate dès la réception de votre appareil.

Garantie 2 ans et marquage CE