

# Nébuliseur à compression Microlife NEB 200

Référence 08206



Prix du produit :

**49,98 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le nébuliseur à compression **Microlife NEB 200** est un appareil médical conçu pour administrer des **médicaments** sous forme d'aérosol pour le **traitement des affections respiratoires des voies supérieures et inférieures**.

Sa conception simple, sa facilité d'utilisation et sa performance en font un choix idéal pour une utilisation à domicile par les adultes et les enfants.

Description du produit :

## Utilisation simple et intuitive pour une prise en main facile

Conçu pour une utilisation simplifiée, le **NEB 200** se dote d'un bouton unique qui vous permet de contrôler aisément l'appareil. Sa prise en main est intuitive, adaptée à tous les membres de la famille.

## Un équipement complet pour une utilisation immédiate

Le NEB 200 est livré avec tous les accessoires nécessaires pour une utilisation immédiate : masques pour adultes et enfants, embout buccal, masque nasal, filtres de rechange et housse de transport. Vous êtes ainsi prêt à débiter votre traitement dès la réception de votre appareil.

## Caractéristiques techniques

- Dimensions : 103x160x140 mm
- Poids : 1306g
- Vitesse de nébulisation : 0,40 ml/min
- Taille des particules : 3,1µm (MMAD)
- Cycle de fonctionnement : 30min ON/30 min OFF

### **Nébuliseur Microlife NEB 200 : un allié précieux pour votre bien-être respiratoire**

Grâce à sa performance, sa simplicité d'utilisation et son équipement complet, le nébuliseur à compression Microlife NEB 200 se révèle être un atout précieux pour soulager efficacement les affections respiratoires au sein de votre foyer. Optez pour le NEB 200 et respirez mieux au quotidien.