

Manche chirurgical bistouri Fin Swann-Morton

Référence 08213



Prix du produit :

29,58 € taxe inclu

Description brève du produit :

Manche pour **lame chirurgicale fine Swann Morton SF2** : Précision et fiabilité pour une utilisation chirurgicale sûre

Le **manche pour lame chirurgicale fine Swann Morton SF2** est un instrument fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, ce manche robuste et durable offre une prise en main sûre et confortable pour une utilisation précise et contrôlée.

Description du produit :

Un instrument de précision au service de la chirurgie

Le manche chirurgical pour lames fines Swann-Morton s'impose comme un outil indispensable pour les chirurgiens exigeants.

Caractéristiques principales

- Matériau : Acier inoxydable stérilisable
- Taille : 13 cm
- Compatibilité : Lames fines Swann-Morton SM61, SM62, SM63, SM64, SM65, SM65A, SM67, SM68, SM69, SP90, SP91 et lame Myringotomy
- Stérilisation : Autoclave à 134°C pendant 18 minutes ou immersion dans de l'hydroxyde de sodium à 20°C pendant 1 heure

Stérilisation facile pour une sécurité optimale

Soucieux de la sécurité des patients, Swann-Morton a conçu ce manche chirurgical pour une stérilisation aisée. Vous pouvez le stériliser en autoclave à 134°C pendant 18 minutes ou par immersion dans de l'hydroxyde de sodium à 20°C pendant 1 heure. Cette flexibilité dans les méthodes de stérilisation vous garantit une utilisation en toute confiance.