

LAMES BISTOURIS FINES PRÉCISION CHIRURGICALE SWANN MORTON - boîte de 25

Référence 08214



Prix du produit :

114,24 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les lames bistouris fines **SWANN MORTON**, **stériles** et conditionnées en **boîte de 25**, sont pensées pour les gestes de coupe de haute précision sur zones délicates. Emballées en sachet individuel, elles conviennent aux usages en reconstruction, ophtalmologie, cardiologie ou implants capillaires. Existe en plusieurs modèles.

CE • **Stérile** • Rayonnement gamma • Sachet individuel

Description du produit :

Lames bistouris fines, maîtrise des coupes délicates

Ces lames de bistouri fines **SWANN MORTON** sont destinées aux interventions où la précision du geste est primordiale. **Stériles**, elles sont présentées en sachet individuel et disponibles en **boîte de 25**.

Leur conception fine s'adapte aux actes réalisés sur des zones restreintes ou techniques. Elles trouvent leur place dans des domaines tels que la reconstruction, l'ophtalmologie, la cardiologie ou les implants capillaires.

Le tranchant précis aide à conserver un bon contrôle pendant l'incision. Idéal pour chirurgiens, ophtalmologues, cardiologues, équipes de bloc opératoire et cabinets spécialisés.

Points forts

- **Profil fin** : facilite les incisions précises lors des actes nécessitant une grande maîtrise sur des zones anatomiques sensibles.
- **Produit stérile** : chaque lame est prête à l'emploi à l'ouverture, avec une stérilisation réalisée par rayonnement gamma.
- **Emballage individuel** : le sachet séparé simplifie l'organisation du plateau technique et limite les manipulations avant usage.
- **Adaptées aux gestes spécialisés** : utilisation possible en reconstruction, ophtalmologie, cardiologie et implants capillaires.
- **Boîte de 25 pièces** : un conditionnement pratique pour la gestion du stock en cabinet, clinique ou bloc opératoire.
- **Fabrication SWANN MORTON** : une marque reconnue pour les dispositifs de coupe destinés aux environnements médicaux exigeants.

Caractéristiques techniques

Marque : SWANN MORTON

Type de produit : Lame de bistouri fine

Utilisation : Usage unique

Stérilisation : Rayonnement gamma

Conditionnement : Boîte de 25 pièces

Conditionnement/emballage : Sachet individuel

Formats disponibles : SM69, SP90, SP91

Domaines d'utilisation : Reconstruction, ophtalmologie, cardiologie, implants capillaires

Marquage : CE

Garantie : 2 ans

Modèles : SP90 ; SP91 ; SM69

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour préparer et réaliser le geste avec méthode, les pinces médicales sont utiles lors de la

manipulation. Les compresses stériles aident à maintenir un environnement propre. Après l'incision, les pansements stériles complètent l'équipement de soin.