

# LAMES DE BISTOURI STÉRILES COMPATIBLES MANCHES STANDARD MEDICLINIC - boîte de 100

Référence 08217



Prix du produit :

**12,23 € taxe inclu**

Description brève du produit :

**Lames de bistouri stériles MEDICLINIC** : un tranchant précis en acier inoxydable au carbone, prêt à l'emploi grâce à une **stérilisation par rayon Gamma** et un emballage individuel sécurisé. Compatibles avec les manches standards, elles sont proposées en **boîte de 100**. Existe en plusieurs modèles.

Stérile • CE • Acier inoxydable au carbone •  
Boîte de 100

Description du produit :

Lames de bistouri MEDICLINIC, stérilité et compatibilité standard

Ces lames de bistouri sont destinées aux gestes de coupe nécessitant précision et préparation rigoureuse. Les **lames de bistouri MEDICLINIC** sont fabriquées en acier inoxydable au carbone et livrées en sachet pelable individuel en aluminium de sécurité.

Stérilisées par rayon Gamma, elles peuvent être intégrées rapidement au plateau technique. Leur présentation unitaire aide à organiser l'ouverture au moment du soin, en cabinet comme en établissement de santé.

Disponibles du **n°10 au n°23**, elles se montent sur tous les manches de bistouri standards. Idéal pour les cabinets médicaux, services hospitaliers, centres de soins, urgences, dermatologues et infirmiers libéraux.

## Points forts

- **Conditionnement stérile individuel** : chaque lame est prête à l'emploi pour simplifier la préparation avant le geste et limiter les manipulations inutiles.
- **Acier inoxydable au carbone** : ce matériau contribue à une coupe nette et à un bon maintien du tranchant lors de l'utilisation.
- **Compatible manches standards** : l'adaptation sur tous les manches de bistouri standards facilite l'intégration dans l'équipement existant.
- **Sachet pelable en aluminium** : l'ouverture est pensée pour une mise à disposition simple et sécurisée au poste de soin.
- **Formats disponibles du n°10 au n°23** : cette amplitude permet de sélectionner la lame adaptée aux différents types de coupe et de dissection.
- **Boîte de 100 pièces** : un conditionnement pratique pour les structures réalisant des usages répétés et souhaitant gérer leur stock plus facilement.

## Caractéristiques techniques

**Marque** : MEDICLINIC

**Type de produit** : Lame de bistouri

**Utilisation** : Usage unique

**Stérilisation** : Rayon Gamma

**Matériau** : Acier inoxydable au carbone

**Formats disponibles** : N°10 à N°23

**Compatibilité** : Tous les manches de bistouri standards

**Conditionnement** : Boîte de 100 pièces

**Emballage** : Sachet pelable individuel en aluminium de sécurité

**Marquage** : CE

**Garantie** : 2 ans

**Modèles** : N°10 ; N°11 ; N°12 ; N°15 ; N°23

## Normes & sécurité

**Marquage** : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

[Des produits complémentaires à découvrir](#)

Pour compléter l'instrumentation, les bistouris permettent d'associer un manche adapté à la lame choisie. Les compresses stériles et les pansements stériles accompagnent la préparation et la protection de la zone de soin.