

LAMES DE GOUGE STÉRILES FIRST BLADE HAUTE PRÉCISION INOX - boîte de 500

Référence 08227



Prix du produit :

99,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Lames de gouge stériles FIRST BLADE en acier inoxydable trempé **4/10?**, conçues pour un geste net et maîtrisé en soins techniques. Conditionnées en boîte distributrice de **500** unités à usage unique, avec sachet individuel. Existe en plusieurs tailles.

CE • Stérile • Acier inoxydable trempé 4/10? • Boîte de 500

Description du produit :

Lames de gouge First Blade, stérilité et précision au quotidien

Ces lames de gouge à usage unique répondent aux besoins des actes demandant finesse et constance. Les **lames de gouge First Blade** sont fabriquées en acier inoxydable trempé **4/10?**, avec un tranchant précis et un conditionnement stérile individuel. Idéal pour les podologues, cabinets de pédicurie, centres de soins, cliniques et services hospitaliers.

Leur compatibilité avec les manches de gouge et de bistouri standards simplifie l'intégration dans l'équipement existant. La boîte distributrice de **500** lames convient particulièrement aux environnements où la consommation de consommables est régulière.

La stérilisation par rayonnement gamma et l'emballage individuel en aluminium participent à une organisation rigoureuse du poste de soin. Pour les gestes localisés sur zones cornées ou sillons, le tranchant favorise un travail précis et contrôlé.

Points forts

- **Emballage stérile individuel** : chaque lame reste protégée jusqu'au moment de l'utilisation, pour une gestion pratique de l'hygiène au poste de soin.
- **Acier inoxydable trempé 4/10?** : ce matériau offre une bonne résistance mécanique et une qualité de coupe régulière pendant l'acte.
- **Tranchant haute précision** : adapté aux gestes minutieux nécessitant finesse, contrôle et régularité d'exécution.
- **Usage unique** : facilite l'organisation entre deux patients et évite les opérations de retraitement du dispositif.
- **Compatible manches standards** : utilisation possible avec les manches de gouge et de bistouri standards déjà présents en cabinet.
- **Boîte de 500 lames** : un conditionnement pensé pour les structures à activité soutenue, avec mise à disposition rapide des lames.

Caractéristiques techniques

Type de produit : lame de gouge stérile

Marque : First Blade

Matériau : acier inoxydable trempé 4/10?

Utilisation : usage unique

Stérilisation : rayonnement gamma

Conditionnement : boîte distributrice de 500 lames

Emballage : emballage individuel en aluminium

Formats disponibles : N°1 et N°2

Compatibilité : manches de gouge et de bistouri standards

Dimensions : manche compatible 13,5 cm

Classe DM/EPI : DM IIa

EAN : 3760245972407

Garantie : 2 ans

Modèles : N°2 ; N°1

Normes & sécurité

Classe : DM IIa

Norme : ISO 13485

Marquage : CE 0459

Fabricant : COBLENTZ MEDICAL BLADES INDUSTRY (CZ.M.B.I)

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter la préparation du soin, les champs de soins aident à organiser une zone de travail dédiée. Les compresses stériles sont utiles pendant le soin local, tandis que les gants latex accompagnent les manipulations précises.

