

Lames de gouges stérile en Carbone

Référence 08229



Prix du produit :

14,66 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les lames de gouges stériles Mediclinic, en acier trempé inoxydable, assurent des conditions optimales pour les opérations podologiques avec une sécurité maximale.

Description du produit:

Ces lames de gouges Mediclinic sont conçues pour offrir une **précision chirurgicale** et une **fiabilité exceptionnelle**. Grâce à leur conception en acier trempé inoxydable, elles réduisent les risques d'infection tout en s'adaptant parfaitement aux différents manches de gouges et bistouris.

<u>Caractéristiques</u>:

- Qualité supérieure : fabriquées en acier trempé inoxydable de 4/10ème pour une robustesse et une durabilité optimales.
- Compatibilité universelle : adaptées à tous les manches de gouges et bistouris.
- Stériles : assurant une sécurité accrue et limitant les risques d'infection.
- Disponibles dans une gamme complète de tailles n°1 à n°12.
- Manche ergonomique de 13,5 cm pour une utilisation facile et précise.
- Conditionnement en **boîtes de 100 lames** pour une gestion pratique.