

CHAMP DE SOINS SIMPLE STÉRILE ABSORBANT IMPERMÉABLE EUROMEDIS - boîte de 50

Référence 08266



Prix du produit :

36,62 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **champ de soins simple stérile Euromedis** réunit une surface absorbante et un dessous imperméable pour isoler efficacement la zone de travail. **Stérile**, à usage unique et proposé en **boîte de 50**, il s'adapte aux soins techniques comme aux actes de petite chirurgie. Existe en plusieurs dimensions.

Stérile • CE • Classe I • Boîte de 50

Description du produit :

Champ de soins simple stérile, maîtrise des liquides au soin

Ce champ de soins **stérile** est conçu pour préparer un espace propre lors d'un geste localisé. Le **champ de soins simple stérile Euromedis** associe une feuille absorbante en cellulose à un support imperméable pour contenir les liquides au niveau de la zone traitée.

Présenté en sachet pelable individuel, il se met en place rapidement au moment nécessaire. Sa **stérilisation à l'oxyde d'éthylène** et son usage unique répondent aux besoins d'organisation des soins en cabinet, en service ou en salle de petite chirurgie.

Il trouve sa place lors d'un pansement technique, d'une suture simple ou de la pose d'un dispositif. Idéal pour cabinets médicaux, infirmiers libéraux, centres de soins, services hospitaliers, EHPAD et blocs de petite chirurgie.

Points forts

- **Face absorbante + face imperméable** : la cellulose capte les liquides tandis que le polyéthylène limite leur passage vers le support, pour un plan de soin mieux protégé.
- **Présentation stérile** : chaque champ est conditionné individuellement en sachet pelable afin de préserver le dispositif jusqu'à son ouverture.
- **Usage unique** : ce format simplifie la préparation avant le soin et facilite la gestion après l'acte.
- **Adapté aux gestes localisés** : il convient aux petites interventions, aux pansements élaborés et aux soins demandant une zone de travail nette.
- **Bonne tenue à l'utilisation** : son grammage de **57 g/m²** offre un équilibre entre légèreté et résistance lors de la mise en place.
- **Conditionnement de 50 pièces** : la **boîte de 50 pièces** est pratique pour l'approvisionnement d'une réserve, d'un chariot ou d'une salle de préparation.

Caractéristiques techniques

Marque : Euromedis

Fabricant : Euromedis

Type de produit : Champ de soins simple stérile

Matériau : Polyéthylène et cellulose

Composition : Feuille opaque en polyéthylène doublée d'une feuille absorbante en cellulose

Grammage : 57 g/m²

Utilisation : Usage unique

Stérilisation : Oxyde d'éthylène

Conditionnement : Sachet pelable individuel, boîte de 50 pièces

Formats disponibles : 40 x 45 cm, 45 x 75 cm, 75 x 90 cm

Classe DM/EPI : DM I

Garantie : 2 ans

Dimensions : 40 x 45 cm ; 45 x 75 cm ; 75 x 90 cm

Normes & sécurité

Classe : Dispositif médical de classe I

Marquage : CE

Fabricant : Euromedis

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter la préparation du soin, les compresses stériles aident au nettoyage ou à l'absorption pendant le geste. Les gants stériles accompagnent la mise en place aseptique, tandis que les pansements stériles permettent de couvrir la zone en fin d'acte.