

Masques chirurgicaux Type IIR multicolores haute filtration MÉDICLINIC - boîte de 50

Référence 08274



Prix du produit :

1,54 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **masques chirurgicaux type IIR multicolores MÉDICLINIC** combinent une **filtration bactérienne BFE ? 98 %**, une conception **3 plis** et une protection contre les éclaboussures pour les usages de routine. Boîte de **50 masques à usage unique**, pensée pour les cabinets, structures de soins et collectivités. Existe en plusieurs coloris.

EN 14683:2019 Type IIR • CE • Haute filtration
• Boîte de 50

Description du produit :

Masques chirurgicaux Type IIR, protection et confort au quotidien

Ces masques chirurgicaux multicolores de type IIR sont conçus pour associer filtration élevée, port confortable et résistance aux projections. Les **masques chirurgicaux type IIR multicolores** disposent d'une **BFE ? 98 %**, d'une conception **3 plis** et sont prévus pour un **usage unique**.

Leur barrette nasale intégrée extra-longue et leurs élastiques souples contribuent à un ajustement rapide lors des soins, examens ou consultations. Leur structure non stérile répond aux besoins des environnements où les contacts rapprochés sont fréquents.

Idéal pour cabinets médicaux, infirmiers libéraux, centres de soins, EHPAD, laboratoires et collectivités.

Points forts

- **Protection Type IIR** : masque résistant aux éclaboussures, adapté aux actes courants et aux situations de proximité avec le patient.
- **Filtration élevée** : efficacité de filtration bactérienne ? **98 %**, utile dans les contextes nécessitant un bon niveau d'hygiène.
- **Structure 3 plis** : triple épaisseur filtrante pour conjuguer maintien, confort respiratoire et performance d'usage.
- **Ajustement pratique** : barrette nasale intégrée extra-longue et attaches élastiques souples pour une mise en place stable.
- **Composition étudiée** : sans latex, sans fibres de verre et hypoallergénique pour limiter les gênes liées au port prolongé.
- **Repérage facilité** : présentation multicolore en 4 coloris pour différencier plus facilement équipes, secteurs ou usages internes.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Masque chirurgical Type IIR

Dimensions : 9,5 x 17,5 cm

Filtration bactérienne : BFE ? 98 %

Respirabilité : 60 Pa/cm²

Bioburden : 30 CFU/g

Matériau : Triple épaisseur filtrante 65 g/m²

Pliage : 3 plis

Barrette nasale : Intégrée, extra-longue

Fixation : Élastiques souples

Couleur : Multicolore, 4 coloris

Propriétés : Sans latex, sans fibres de verre, hypoallergénique

Résistance : Résistant aux éclaboussures

Utilisation : Usage unique

Temps de port conseillé : Jusqu'à 4 heures

Conditionnement : Boîte de 50 masques

Marque : Médiclinic

Classe DM/EPI : Dispositif médical de classe I

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : Dispositif médical de classe I

Norme : EN 14683:2019 Type IIR

Marquage : CE

Fabricant : Médiclinic

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter les protocoles d'hygiène, les gels hydroalcooliques s'utilisent avant et après la pose du masque. Les gants nitriles accompagnent les soins et examens, tandis que les visières de protection apportent une protection faciale supplémentaire lors des gestes exposés aux projections.