

MASQUE CHIRURGICAL TYPE IIR ROSE HAUTE FILTRATION - boîte de 50

Référence 08275



Prix du produit :

1,19 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **masque chirurgical type IIR rose** associe **BFE ? 98 %**, protection contre les éclaboussures et conception **3 plis** pour les usages médicaux courants. Confortable avec sa barrette nasale intégrée et ses élastiques auriculaires, il est proposé en **boîte de 50**. Existe en plusieurs coloris.

CE • EN 14683:2019 Type IIR • Haute filtration
• Boîte de 50

Description du produit :

Masque chirurgical type IIR rose, protection fiable en usage quotidien

Ce masque chirurgical rose de type IIR est conçu pour les situations nécessitant une filtration élevée et une barrière contre les projections. Le **masque chirurgical type IIR rose** présente une **filtration bactérienne BFE ? 98 %** et une conception **3 plis** adaptée aux soins de proximité. Idéal pour les cabinets médicaux, centres de soins, EHPAD, laboratoires et infirmiers libéraux.

Sa structure en polypropylène non tissé favorise un port pratique au quotidien, tandis que la barrette nasale intégrée améliore l'ajustement. Les élastiques auriculaires souples contribuent à un maintien confortable pendant les consultations, examens et actes courants.

Non stérile et destiné à un **usage unique**, ce modèle rose se distingue facilement dans l'organisation du poste de travail. Il convient aussi bien à la salle d'attente qu'au box de prélèvement ou à l'espace de soins.

Points forts

- **Type IIR** : conçu pour les soins courants avec une résistance aux éclaboussures utile en environnement médical de proximité.
- **Filtration élevée** : efficacité de filtration bactérienne ? **98 %**, adaptée aux protocoles d'hygiène quotidiens.
- **Format 3 plis** : structure multicouche qui associe tenue du masque, filtration et respirabilité.
- **Bon ajustement** : barrette nasale intégrée et attaches par élastiques auriculaires pour épouser différentes morphologies.
- **Composition adaptée** : sans latex, sans fibres de verre et hypoallergénique pour un usage professionnel plus confortable.
- **Conditionnement pratique** : boîte distributrice de 50 masques, simple à utiliser au cabinet, à l'accueil ou en salle d'examen.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Masque chirurgical type IIR

Dimensions : 9,5 x 17,5 cm

Filtration bactérienne : BFE ? 98 %

Respirabilité : 60 Pa/cm²

Résistance : Résistant aux éclaboussures

Structure : 3 plis

Matériau : Polypropylène non tissé

Barrette nasale : Intégrée

Fixation : Élastiques auriculaires

Couleur : Rose

Propriétés : Sans latex, sans fibres de verre, hypoallergénique

Utilisation : Usage unique

Temps de port conseillé : Jusqu'à 4 heures

Stérilisation : Non stérile

Classe DM/EPI : Dispositif médical de classe I

Conditionnement : Boîte de 50 masques

EAN : 3760097204602

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : Dispositif médical de classe I

Norme : EN 14683:2019 Type IIR

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement de protection, les gels hydroalcooliques s'utilisent avant et après

manipulation du masque. Les gants nitriles accompagnent les gestes à usage unique, tandis que les visières de protection apportent une protection faciale supplémentaire face aux projections.

LL/26