

Casaque de soin stérile

Référence 08280



Prix du produit :

91,32 € taxe inclu

Description brève du produit :

La casaque chirurgicale stérile à usage unique est conçue pour la petite chirurgie. En polyéthylène et polypropylène, elle offre confort, protection et ajustement optimal grâce à ses cordons de fixation, son velcro au cou et ses manches en jersey.

VENDU EN CARTON DE 25.

Description du produit :

Idéale pour les interventions de petite chirurgie, la casaque chirurgicale stérile à usage unique garantit une barrière de protection fiable tout en offrant légèreté et confort au professionnel de santé. Fabriquée à partir d'un complexe de polyéthylène et de polypropylène, elle affiche un grammage de 45 g/m², assurant une résistance optimale sans compromettre la mobilité. Elle dispose d'un système de fixation sécurisé avec deux cordons internes et deux externes à la taille, ainsi qu'un velcro et des lanières au niveau du cou pour un ajustement personnalisé. Les manches longues se terminent par un bord côte blanc en jersey, assurant un maintien confortable et étanche.

D'une longueur d'environ 120 cm, elle est stérilisée à l'oxyde d'éthylène, garantissant une asepsie parfaite jusqu'à l'ouverture. Elle est emballée individuellement dans un sachet stérile pelable, facilitant son usage immédiat en milieu opératoire.

Caractéristiques principales

- Usage unique, stérile pour petite chirurgie
- Complexe polyéthylène/polypropylène grammage 45 g/m²



- Fixation à la taille : 2 cordons internes + 2 cordons externes
- Fermeture au cou : velcro + lanières d'ajustement
- Manches longues avec jersey bord côte blanc
- Stérilisée à l'oxyde d'éthylène asepsie garantie
- Longueur : env. 120 cm coloris bleu

Avantages

- Protection fiable lors des actes chirurgicaux mineurs
- Confort optimal grâce à sa matière légère et respirante
- Ajustement sécurisé, idéal pour une liberté de mouvement
- Hygiène assurée, produit stérile et prêt à l'emploi
- Conditionnement pratique, adapté aux environnements médicaux

sachet individuel stérile, carton de 25

Marquage CE0123, conforme aux normes en vigueur - CE.

Retrouvez ce produit et bien d'autres dans notre sélection dédiée à la <u>protection à usage unique</u>, pour une protection optimale en salle d'intervention.