

# Casaque de soin stérile

Référence 08280



Prix du produit :

**56,25 € taxe inclu**

Description brève du produit :

La **casaque chirurgicale stérile à usage unique** est conçue pour la petite chirurgie. En **polyéthylène** et **polypropylène**, elle offre **confort, protection** et **ajustement optimal** grâce à ses cordons de fixation, son velcro au cou et ses manches en jersey.

**VENDU EN CARTON DE 25.**

Description du produit :

Idéale pour les interventions de petite chirurgie, la **casaque chirurgicale stérile à usage unique** garantit une **barrière de protection fiable** tout en offrant **légèreté** et **confort** au professionnel de santé. Fabriquée à partir d'un **complexe de polyéthylène** et de **polypropylène**, elle affiche un **grammage de 45 g/m<sup>2</sup>**, assurant une **résistance optimale** sans compromettre la mobilité. Elle dispose d'un système de fixation sécurisé avec **deux cordons internes** et **deux externes à la taille**, ainsi qu'un **velcro** et des **lanières au niveau du cou** pour un ajustement personnalisé. Les manches longues se terminent par un bord côte blanc en jersey, assurant un maintien confortable et étanche.

D'une **longueur d'environ 120 cm**, elle est **stérilisée à l'oxyde d'éthylène**, garantissant une **asepsie parfaite** jusqu'à l'ouverture. Elle est **emballée individuellement dans un sachet stérile pelable**, facilitant son usage immédiat en milieu opératoire.

## Caractéristiques principales

- **Usage unique**, stérile – pour petite chirurgie
- **Complexe polyéthylène/polypropylène** – grammage 45 g/m<sup>2</sup>
- **Fixation à la taille** : 2 cordons internes + 2 cordons externes

- **Fermeture au cou** : velcro + lanières d'ajustement
- **Manches longues avec jersey** bord côte blanc
- **Stérilisée à l'oxyde d'éthylène** – asepsie garantie
- **Longueur** : env. **120 cm** – coloris bleu

## Avantages

- **Protection fiable** lors des actes chirurgicaux mineurs
- **Confort optimal** grâce à sa matière légère et respirante
- **Ajustement sécurisé**, idéal pour une liberté de mouvement
- **Hygiène assurée**, produit stérile et prêt à l'emploi
- **Conditionnement pratique**, adapté aux environnements médicaux

**sachet individuel stérile, carton de 25**

**Marquage CE0123, conforme aux normes en vigueur - CE.**

Retrouvez ce produit et bien d'autres dans notre sélection dédiée à la [protection à usage unique](#), pour une protection optimale en salle d'intervention.