

# Lame de rechange pour Scie à plâtre oscillante électronique

Référence 08310

**Prix du produit :**

**25,90 € taxe inclu**



**Description brève du produit :**

Lame de rechange pour scie oscillante à plâtre. Ces lames, à la fois tranchantes et précises, garantissent une découpe nette et soignée du plâtre. Conçues pour offrir une résistance optimale, elles permettent de retirer le plâtre en toute sécurité.

Disponibles en deux dimensions : Ø 50 mm et Ø 65 mm.

**Description du produit :**

**Lame de rechange compatible avec la scie à plâtre oscillante COMED.**

Cette lame est spécialement conçue pour découper un plâtre naturel avec précision, grâce à ses dents piquantes et affûtées. Fabriquée en acier trempé ultra-résistant, elle garantit une utilisation sécurisée sans risque de casse.

Pour une performance optimale :

- Vérifiez l'état de la lame avant chaque utilisation.
- Remplacez régulièrement les lames pour éviter d'endommager la scie à plâtre.

**Entretien :**

- Nettoyez la lame avec des produits non corrosifs adaptés à l'acier.
- Stérilisation possible en autoclave médical à 134°C pendant 12 minutes.

## Caractéristiques :

- **Tailles disponibles** : Ø 50 mm et Ø 65 mm
- **Matériau** : Acier trempé
- **Conditionnement** : Sachet individuel
- **Conservation** : À stocker dans un endroit sec