

# Cisaille à plâtre de Stille

Référence 08312



Prix du produit :

**79,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

La **cisaille à plâtre de Stille** est un instrument médical de qualité supérieure conçu pour le retrait rapide, précis et sûr des plâtres orthopédiques.

Description du produit :

Fabriquée en acier inoxydable robuste et durable, cette cisaille offre une combinaison unique de puissance, de précision et de confort pour une utilisation prolongée dans divers environnements médicaux.

Caractéristiques principales:

- **Conception à mâchoires multiples:** Comprend une lame lisse d'un côté et deux lames dentelées de l'autre, permettant de s'attaquer aux plâtres les plus épais et les plus durs.
- **Longs manches:** Offrent un effet de levier accru, permettant d'exercer une pression importante pour une coupe efficace, même avec des plâtres épais ou résistants.
- **Acier inoxydable de haute qualité:** Construction robuste et durable pour une utilisation intensive et une stérilisation facile.
- **Lames tranchantes et précises:** Assurent une coupe nette et précise, minimisant les efforts et les traumatismes pour le patient.
- **Articulation fluide:** Garantit un mouvement fluide et précis pour une utilisation confortable et contrôlée.
- **Poignées ergonomiques:** Forme ergonomique et revêtement antidérapant pour une prise en main confortable et sûre, même avec des gants.
- **Stérilisable et autoclavable:** Permet une décontamination efficace pour prévenir les infections.

- **Conforme aux normes CE:** Garantit la qualité et la sécurité du produit pour une utilisation en milieu médical.

#### **Avantages de la cisaille à plâtre de Stille:**

- **Retrait puissant et précis des plâtres:** Coupe efficacement les plâtres, même les plus épais ou les plus durs, réduisant le temps de procédure et l'inconfort du patient.
- **Conception ergonomique pour un confort optimal:** Les longs manches et les poignées ergonomiques minimisent la fatigue de la main et améliorent le contrôle lors d'une utilisation prolongée.
- **Lames durables et tranchantes:** Les lames en acier inoxydable de haute qualité conservent leur tranchant et leur efficacité même après des stérilisations répétées.
- **Facilité de nettoyage et de stérilisation:** Supporte le nettoyage en machine ou à la main et est autoclavable pour une hygiène irréprochable.
- **Outil fiable et durable:** Construction robuste en acier inoxydable pour une utilisation prolongée dans des environnements médicaux exigeants.