

Appareil de cryochirurgie pour Azote liquide CRY-AC

Référence 08357



Prix du produit :

1 249,50 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le Cry-Ac est un appareil de cryothérapie portable qui permet d'appliquer de l'azote liquide directement sur les lésions cutanées.

Description du produit :

L'appareil Cry-Ac utilise de l'azote liquide, un gaz extrêmement froid (-196°C), pour congeler et détruire les cellules de la lésion à traiter. Ce processus, appelé cryothérapie, est rapide, efficace et peu douloureux.

Comprenant 5 embouts de tailles variables permettant de pulvériser l'azote sur la lésion. Très simple d'utilisation.

2 modèles :

- CRY-AC 5 : capacité 500 ml, durée de conservation statique 20-24 heures
- CRY-AC 3 : capacité 300 ml durée de conservation statique 10-12 heures

Cry-Ac 3 ou 5 est fourni avec 5 embouts 1 x A : 1 mm - 1 x B : 0,75 mm - 2 x C : 0,55 - 1 x D : 0,40 mm + 1 x spray long courbe.

Dispositif médical. Garantie 2 ans. CE.

