

# Thermogel Extra confort avec sangle 10 x 26 cm

#### Référence 08360



## Prix du produit :

# 8,90 € taxe inclu

### Description brève du produit :

Ce **coussin thermique réutilisabl**e de petite taille (10 x 26 cm) est idéal pour soulager la douleur et l'inflammation de zones spécifiques du corps.

#### **Description du produit:**

ce petit coussin thermique respirant est un outil pratique et efficace pour soulager la douleur et l'inflammation de zones spécifiques du corps.

### Caractéristiques :

- **Dimensions**: 10 x 26 cm Taille pratique pour une application ciblée.
- Sangle: Maintient le coussin en place pendant l'utilisation.
- Gel non toxique : Flexible et confortable pour s'adapter à la forme du corps.
- Réutilisable : Peut être utilisé à plusieurs reprises pour une thérapie chaude ou froide.
- Facile à nettoyer : Essuyez le coussin avec un chiffon humide après utilisation.

#### Conseils d'utilisation :

- Ne pas utiliser le coussin sur une peau irritée ou abîmée.
- Ne pas utiliser le coussin pendentif plus de 20 minutes à la fois.
- N'utilisez pas le coussin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
- Consultez un médecin si la douleur persiste ou s'aggrave.

