

COMPRESSE DE LIN UNIVERSELLE STANDARD CHAUD FROID TOP'KINE - 36 x 22 cm

Référence 08376



Prix du produit :

15,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **COMPRESSE DE LIN UNIVERSELLE STANDARD TOP'KINE** combine des graines de lin naturelles et un format **36 x 22 cm** pour une utilisation chaud ou froid, avec une restitution progressive et linéaire de la température.

36 x 22 cm • Graines de lin naturelles • Utilisation chaud ou froid • Restitution progressive

Description du produit :

Compresse de lin universelle standard, usage thermique polyvalent

La compresse thermique **COMPRESSE DE LIN UNIVERSELLE STANDARD TOP'KINE** est conçue pour une application localisée à chaud comme à froid. Avec ses dimensions **36 x 22 cm**, elle s'adapte facilement aux zones musculaires et articulaires les plus sollicitées. Idéal pour kinésithérapeutes, cabinets de rééducation, ostéopathes, médecins du sport et infirmiers libéraux.

Son garnissage en **graines de lin naturelles** lui donne une texture souple et agréable au contact. Elle trouve naturellement sa place dans les soins de cabinet, avant une mobilisation manuelle ou après une séance nécessitant un apport thermique ciblé.

Pour une utilisation à chaud, la préparation se fait en **2 à 3 minutes** au micro-ondes. Pour une

application à froid, prévoir un passage de **0,5 à 2 heures** au congélateur, selon l'organisation du soin ou l'usage à domicile.

Points forts

- **Application chaud ou froid** : un seul accessoire permet de répondre à deux usages thermiques distincts au cabinet comme à domicile.
- **Dimension 36 x 22 cm** : ce format standard facilite la prise en charge de différentes zones, notamment la nuque, l'épaule, le dos ou le genou.
- **Garnissage en graines de lin naturelles** : la compresse reste souple et offre un contact confortable pendant l'application.
- **Diffusion progressive et linéaire** : la température est restituée de manière régulière pour une sensation thermique mieux répartie.
- **Mise en œuvre rapide** : la préparation à chaud en quelques minutes au micro-ondes ou à froid au congélateur s'intègre facilement dans le déroulé des soins.

Caractéristiques techniques

Garantie : 2 ans

Dimensions : 36 x 22 cm

Marque : TOP'KINE

Type de produit : Compresse de lin universelle standard

Composition : Graines de lin naturelles

Utilisation : Chaud ou froid

Préparation à chaud : 2 à 3 minutes au micro-ondes

Préparation à froid : 0,5 à 2 heures au congélateur

Propriété : Restitution progressive et linéaire de la température

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Les cuves thermo-cryotherapie aident à organiser la préparation des accessoires utilisés en thermothérapie. Les crèmes de massage accompagnent les gestes manuels après application. Les table de massage pliante participent à une installation pratique du patient pendant le soin.

