

COMPRESSE DE LIN BOUDIN CERVICAL THERMO CRYO TOP'KINE - 60 x 20 cm

Référence 08378



Prix du produit :

15,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **compresse de lin boudin cervical TOP'KINE** est conçue pour une application à **chaud ou à froid** au niveau de la nuque. Son format **60 x 20 cm**, son enveloppe en coton et ses graines de lin naturelles assurent un contact confortable et une diffusion thermique régulière.

100 % naturel • Chaud ou froid • Coton et graines de lin • Format 60 x 20 cm

Description du produit :

Compresse de lin boudin cervical, application thermique de la nuque

Cette compresse thermique a été pensée pour la zone cervicale, avec une forme boudin qui entoure la nuque et cible l'application. La **compresse de lin boudin cervical TOP'KINE** offre un format **60 x 20 cm** adapté aux cervicales et au haut des épaules.

Son enveloppe en **coton** associée à des **graines de lin naturelles** permet une restitution progressive du chaud comme du froid. Elle trouve sa place après un effort, lors d'un temps de repos ou en complément d'un travail manuel au cabinet.

Pour l'utiliser chaude, un passage au micro-ondes de **2 à 3 minutes** suffit. Pour une application froide, placez-la au congélateur pendant **30 minutes à 2 heures**. Idéal pour les kinésithérapeutes, ostéopathes, cabinets de rééducation, centres de soins et professionnels du sport.

Points forts

- **Conception cervicale** : sa forme boudin épouse la nuque pour mieux couvrir la zone et favoriser un bon maintien pendant l'application.
- **Double usage chaud/froid** : elle s'utilise aussi bien en thermothérapie qu'en cryothérapie locale selon le contexte d'emploi.
- **Garnissage naturel** : les graines de lin naturelles apportent de la souplesse et participent à une diffusion homogène de la température.
- **Enveloppe en coton** : le tissu procure un contact agréable, adapté à un usage répété en environnement professionnel.
- **Diffusion progressive** : la chaleur ou le froid se restituent de manière régulière pour un confort d'application mieux maîtrisé.
- **Dimensions 60 x 20 cm** : ce format couvre efficacement les cervicales et la nuque sans compliquer l'installation du patient.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 60 x 20 cm

Marque : TOP'KINE

Type de produit : Compresse thermique cervicale en lin

Zone d'action : Cervicales et nuque

Composition : Coton et graines de lin naturelles

Utilisation : Réutilisable

Fonctionnement : Manuel, application à chaud ou à froid

Chauffage : Micro-ondes, 2 à 3 minutes

Refroidissement : Congélateur, 30 minutes à 2 heures

Propriété : Restitution progressive et linéaire du chaud ou du froid

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Les appareils de cryothérapie sont utiles pour les besoins de refroidissement prolongé en rééducation. Les gels de massage accompagnent le travail manuel avant ou après application. Les coussins de kinésithérapie facilitent le positionnement durant les soins.

VOTRE FOURNISSEUR DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS 1920

