

COMPRESSE CERVICALE AUTO-CHAUFFANTE RÉUTILISABLE - avec housse

Référence 08381



Prix du produit :

20,30 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **compresse cervicale auto-chauffante** procure une montée en chaleur rapide par cristallisation en **5 secondes** sur la nuque et le haut du dos. Réutilisable après bain-marie, cette solution avec **housse** améliore le maintien durant l'application.

Réutilisable • Chaleur instantanée •
Cristallisation en 5 secondes • Avec housse

Description du produit :

Compresse cervicale auto-chauffante, application rapide sur la nuque

Cette compresse thermique cervicale est conçue pour diffuser une chaleur localisée au niveau de la nuque et du haut du dos. Son mécanisme par cristallisation s'active manuellement et permet une mise en chauffe en **5 secondes**.

Sa découpe cervicale facilite le bon placement sur la zone visée. La **housse de maintien** fournie contribue au confort d'utilisation et aide à conserver la compresse bien positionnée pendant le temps d'application.

Une fois utilisée, elle peut être régénérée au bain-marie pour servir à nouveau. Idéal pour **kinésithérapeutes, ostéopathes, cabinets médicaux, centres de rééducation et professionnels du bien-être**.

Points forts

- **Activation immédiate** : une pression sur la pastille lance rapidement la chauffe, pratique lorsque l'application doit être préparée sans délai.
- **Chauffe par cristallisation** : cette technologie fournit une chaleur localisée adaptée à la région cervicale, sans préparation complexe avant usage.
- **Forme dédiée à la nuque** : le format est pensé pour couvrir la nuque et le haut du dos avec un positionnement plus précis.
- **Usage réutilisable** : la compresse retrouve son état initial par bain-marie, ce qui convient aux utilisations répétées en cabinet.
- **Housse de maintien incluse** : elle participe à la stabilité de la compresse pendant l'application, en position assise comme allongée.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Compresse cervicale auto-chauffante

Zone d'application : Nuque et haut du dos

Fonctionnement : Déclenchement manuel par pastille

Technologie : Chauffe par cristallisation

Temps de chauffe : 5 secondes

Utilisation : Réutilisable

Réactivation : Bain-marie

Accessoire inclus : Housse de maintien

Marque : Non renseignée

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le conditionnement comprend une compresse cervicale auto-chauffante ainsi qu'une housse de maintien.

Des produits complémentaires à découvrir

Les cuves thermo-cryothérapie sont utiles pour organiser la remise en température du matériel au quotidien. Les crèmes de massage accompagnent les gestes manuels, tandis que les tables de massage favorisent une installation confortable pendant le soin.