

Pince de foerster striée droite 24 cm

Référence 08408



Prix du produit :

18,62 € taxe inclu

Description brève du produit :

Pince de Foerster droite striée – 24 cm Un instrument **gynécologique** polyvalent, conçu en **acier inoxydable** de qualité supérieure, idéal pour les procédures médicales exigeant précision et fiabilité. Parfaitement adapté aux **professionnels de santé**, il garantit robustesse et hygiène.

Description du produit :

La **pince de Foerster droite striée de 24 cm** est un outil essentiel pour les interventions **gynécologiques et chirurgicales**. Fabriquée en **acier inoxydable** de qualité médicale, elle est résistante à la corrosion et supporte les stérilisations répétées sans altération de ses performances. Sa longueur de 24 cm offre une portée idéale pour diverses applications médicales. Les stries sur les mâchoires assurent une prise sûre et stable, réduisant les risques de glissement.

Caractéristiques principales

- **Matériau médical de haute qualité** : Acier inoxydable robuste et durable.
- **Longueur optimisée** : 24 cm, offrant un accès et un contrôle aisés.
- **Mâchoires striées** : Assurent une excellente préhension pour un travail précis et sécurisé.
- **Conception ergonomique** : Facilite la manipulation pour réduire la fatigue pendant les interventions.
- **Hygiène et sécurité** : Résistante aux procédés de stérilisation répétés.
- **Polyvalence** : Adaptée à un large éventail d'applications médicales.