

SERINGUE DE RINÇAGE PRÉ-REEMPLIE POSIFLUSH XS STÉRILE BD - boîte de 30

Référence 08665



Prix du produit :

28,05 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **seringue de rinçage pré-remplie PosiFlush XS BD Seringues & Aiguilles** met à disposition **10 ml** de NaCl 0,9% isotonique, prêts à l'emploi pour le rinçage des accès intravasculaires en environnement **stérile**. Conçue pour un usage médical et chirurgical, elle est sans latex, sans DEHP ajouté et proposée en **boîte de 30**.

CE 0050 • Stérile • NaCl 0,9% isotonique • Boîte de 30

Description du produit :

PosiFlush XS, seringue stérile prête au rinçage

Cette seringue de rinçage pré-remplie est destinée au rinçage des dispositifs médicaux d'accès intravasculaire avec une solution saline immédiatement disponible. La **PosiFlush XS BD Seringues & Aiguilles** renferme **10 ml** de NaCl 0,9% isotonique et s'utilise dans le cadre de soins **stériles**.

Le format prêt à l'emploi évite la préparation préalable au poste de soins et simplifie l'organisation du geste. Il convient particulièrement lorsque le rinçage d'un cathéter doit être réalisé entre deux administrations.

Sa formulation apyrogène est annoncée sans latex, sans DEHP ajouté et sans phtalate. Idéal pour les hôpitaux, cliniques, blocs opératoires, services de perfusion, infirmiers libéraux et établissements de soins.

Points forts

- **Solution déjà intégrée** : la seringue contient du NaCl 0,9%, ce qui réduit les étapes de préparation avant le rinçage.
- **Usage stérile** : elle s'intègre aux pratiques de soins médicaux et chirurgicaux nécessitant un dispositif stérile.
- **Contenance de 10 ml** : ce volume est adapté au rinçage courant des accès intravasculaires.
- **Composition contrôlée** : dispositif apyrogène, sans latex, sans DEHP ajouté et sans phtalate.
- **Fabrication technique** : corps et piston en polypropylène, joint en élastomère et lubrification silicone pour une manipulation régulière.
- **Boîte de 30** : un conditionnement pratique pour les services de soins, chariots infirmiers et zones de stockage.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Seringue de rinçage pré-remplie

Marque : BD Seringues & Aiguilles

Gamme : PosiFlush XS

Contenance : 10 ml

Composition : NaCl 0,9% isotonique

Utilisation : Rinçage des dispositifs médicaux d'accès intravasculaire

Destination : Usage médical et chirurgical

Utilisation : Usage unique

Stérilisation : Chaleur humide

Matériau : Corps et piston en polypropylène, joint de piston en élastomère

Lubrifiant : Silicone

Composition complémentaire : Apyrogène, sans latex, sans DEHP ajouté, sans phtalate

Conditionnement : Boîte de 30

Conservation : À température ambiante, sans condensation, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : Classe III

Marquage : CE n°252.780, NSAI 0050

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour organiser le soin, les cathéter s'utilisent dans les protocoles d'accès vasculaire et de perfusion. Les perfuseur complètent l'installation des lignes. Pendant la préparation, les compresses stériles participent au maintien d'un environnement propre.

F.A./26