

Spéculum gynécologique Cusco stérile - Colis de 120

Référence 00710



Prix du produit :

33,49 € taxe inclu

Description brève du produit :

Pour un examen gynécologique confortable du col de l'utérus.

Disponibles en 6 tailles.

[Instruments gynécologiques](#) vendus par carton de 120

Marquage : CE0197

Dispositif médical classe Is (fonction stérile)

Description du produit :

Le spéculum vaginal pour un examen gynécologique plus confortable

Indispensable à l'[examen gynécologique](#) quotidien ou à la petite chirurgie, le [spéculum vaginal](#) stérile à usage unique Cusco est pratique pour le praticien et confortable pour la patiente.

En résine de polystyrène transparente, pour éviter la sensation de froid et pour laisser une meilleure visibilité au gynécologue, le spéculum à usage unique a des bords arrondis pour un contact plus doux. Sans aucun bruit lors de la manipulation, il met la patiente plus en confiance.

Sous sachet individuel stérilisé à l'oxyde d'éthylène, il est pratique d'utilisation car il ne demande aucune préparation.

Le **spéculum vaginal Cusco** est disponible en 4 tailles pour s'adapter au mieux à la morphologie de la patiente. Le plus petit modèle est un spéculum pour patiente vierge avec un

diamètre de 20 mm. La barrette réglable est en couleur pour identifier les différentes tailles en un clin d'oeil et est muni d'une vis de sécurité avec blocage rapide.

Pourquoi utiliser des spéculums de Cusco à usage unique :

Pas de nettoyage, les speculums sont jetés après utilisation.

Pas de désinfection : sachet individuel stérilisé.

Pourquoi choisir le spéculum de Cusco ?

Ce modèle est très populaire par les gynécologues et sages-femmes, grâce à ses 2 valves démontables, ce **spéculum vaginal** est très facile à installer et à adapter. Il a pour fonction d'écarter les parois vaginales, puis le col utérin. Ainsi, il est plus facile d'examiner l'utérus et pour pratiquer à des interventions.

Jetable, et donc à usage unique, il ne présente aucun risque de contamination et il est donc **largement plébiscité par les professionnels de santé**.

Ce type de spéculum est indolore pour la patiente mais il peut être source de stress et doit donc être accompagné d'explications qui permettront à la patiente de se détendre et d'être rassurée.

Dans quel cas utiliser ce spéculum ?

Il est utilisé dans bon nombre d'examens gynécologiques comme le dépistage de maladie gynécologiques, les frottis, les interventions chirurgicales, la pose ou le retrait de stérilet...

Les différentes tailles de spéculums et leurs codes couleur :

- XS - spéculum de vierge : 20 mm : Blanc
- S - petit : 24 mm : Bleu
- M - moyen : 26 mm : Rouge
- L - grand : 30 mm : Vert

Spéculum disponible par carton de 120

[CONSULTEZ NOTRE GAMME DE SPÉCULUMS VAGINAUX](#)