

Spatule gynécologique d'Ayres en bois

Référence 00197



Prix du produit :

6,11 € taxe inclu

Description brève du produit :

Boîte de 200 spatules Comed pour prélèvements gynécologiques. Longueur 177 mm - Épaisseur : 1mm. Matériel non stérile. À usage unique.

Description du produit :

Spatule gynécologique en bois de type d'Ayres pour les prélèvements gynécologiques, non stérile, à usage unique.

Dispositif permettant les prélèvements gynécologiques. En bouleau avec enduction de cire en part par million, non toxique, séchage 10% d'humidité.

Longueur : 177 mm.

Épaisseur : 1 mm.

Boîte de 200 spatules Comed.

Découvrez également notre gamme de [spéculums](#).