

# Lingettes désinfectantes Medi'net

Référence 08759



Prix du produit :

**3,99 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Les **lingettes désinfectantes Medi-Net**, proposées par **LD Medical**, sont conçues pour répondre aux besoins des professionnels de santé et des entreprises.

Idéales pour un usage quotidien, elles garantissent une **désinfection rapide et efficace** des surfaces, en assurant une protection optimale contre les bactéries, virus et champignons.

Description du produit :

Offrez à vos équipes et visiteurs un environnement sain et sécurisé avec les **lingettes désinfectantes Medi-Net**. Une solution essentielle pour garantir des standards élevés d'hygiène dans votre espace de travail ou vos locaux médicaux.

Caractéristiques technique

- **Lingettes désinfectantes Medi'net** en non-tissées, imprégnées d'une solution **nettoyante et désinfectante**.
- **Désinfection du petit matériel médical** non-invasif et non immergeable
- Format : 130 x 190 mm.
  
- **Bactéricide** : EN 13727 - EN 14561 - EN 14561 : MRSA - Temps d'action : 5min.
- **Virucide** : EN 14476 : HBV - HCV - Adenovirus - Coronavirus - Norovirus - VRS -H1N1 - H5V1 - Temps d'action : 1min.
- EN 14476 : Polyomavirus - Temps d'action : 1 min.

- EN 14476 : Rotavirus - Temps d'action : 15 min.
- **Fongicide** : EN 14562 : Aspergillus Fumigatus - Temps d'action : 5min.
- **Levuricide** EN 13624 - EN 14562 - Candida Albicans - Temps d'action : 5min.
- **Tuberculicide** : EN 14348 - EN 14563 : Mycobacterium terrae - Temps d'action : 15 min.

Boîte distributrice : 100 lingettes.

**CE 0459.**

**Fabrication Française.**

Dangereux – Respectez les précautions d'emploi.

**Pourquoi choisir les lingettes Medi-Net chez LD Medical ?**

1. **Fiabilité professionnelle** : Des lingettes testées pour répondre aux normes les plus strictes en matière de désinfection.
2. **Simplicité et rapidité** : Une solution prête à l'emploi pour optimiser le nettoyage dans des environnements exigeants.
3. **Engagement qualité LD Medical** : Une sélection rigoureuse de produits destinés aux professionnels de la santé et des entreprises.
4. **Adaptabilité** : Convient aussi bien aux surfaces critiques en milieu médical qu'aux espaces partagés en entreprise.

Réglementation : Cet article est un **dispositif médical** destiné aux **professionnels de santé**, qui bénéficie d'un marquage CE - Conforme à la réglementation de santé publique.