

Lingettes désinfectantes Septalkan

Référence 08769



Prix du produit :

10,15 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **lingettes Septalkan** d'Alkapharm, conditionnées en **boîte de 100**, sont spécialement conçues pour **nettoyer et désinfecter** les dispositifs médicaux non immergeables.

Grâce à leur formule **sans alcool** et à pH neutre, elles offrent une solution efficace et sécurisée pour prévenir les risques de contamination croisée. Parfaites pour les **professionnels de santé**, ces lingettes allient praticité et performance, tout en respectant les surfaces sensibles.

Description du produit :

Lingettes désinfectantes Septalkan sachet fermé Pour une **hygiène** irréprochable et une **désinfection** sûre, optez pour les **lingettes Septalkan d'Alkapharm**, un choix professionnel à la fois pratique et efficace.

Caractéristiques :

- **Dispositif médical** : Conforme à la réglementation pour un usage professionnel.
- **Fabricant** : Alkapharm, expert en solutions d'**hygiène médicale**.
- **Marquage CE** : Certifié pour répondre aux normes de santé publique en vigueur.

Formule douce et efficace :

- **Sans alcool**, idéale pour les surfaces sensibles ou délicates.
- pH neutre, respectant les matériaux tout en garantissant une **désinfection** optimale.

Efficacité microbiologique complète :

- **Bactéricide** : EN 13727, EN 14561, NF T 72-281.
- **Levuricide** : EN 13624, EN 14562, NF T 72-281.
- **Virucide** : EN 14476, actif sur Rotavirus, Norovirus, Adénovirus, VIH, Hépatite C.
- **Sporicide** : NF T72-281.
- **Pratique et hygiénique** : Format de 180 x 220 mm pour une utilisation facile et adaptée aux **surfaces médicales**.

Utilisation :

- Nettoie et désinfecte en un seul geste les **dispositifs médicaux** non immergeables.
- Idéal pour limiter les contaminations croisées grâce à son efficacité sur une large gamme de micro-organismes.

Conditionnement :

- **Sachet de 100 lingettes** : Pratique pour un usage fréquent et facile à transporter.

Pourquoi choisir les lingettes Septalkan ?

- **Polyvalence** : Actives sur les bactéries, levures, virus, spores, elles offrent une protection complète.
- **Respect des surfaces** : Formule sans alcool qui préserve les matériaux tout en garantissant une désinfection impeccable.
- **Fiabilité professionnelle** : Produit conçu pour les besoins des professionnels de santé, avec une conformité aux normes européennes.