

Curettes dermatologiques stériles Kai

Référence 01478



Prix du produit :

42,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Instrumentation pour la dermatologie. Vendu par lot de 20 curettes. Disponibles en 5 tailles.

Description du produit :

Curette dermatologique stérile à usage unique, demi-bordure tranchante en acier inoxydable, sans soudure.

Le manche est long pour assurer une bonne prise en main.

La taille est gravée sur chaque curette pour permettre une identification rapide et précise du diamètre.

Instrument stérile et à usage unique.

Utilisation dans la chirurgie légère de la peau pour effectuer un curetage superficiel pour tissu fins et mous

Longueur : 145 mm.

Diamètres disponibles : 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 7 mm.

Emballage individuel stérile en sachet pelable.

Boîte de 20. CE.

