

Gants d'examen nitrile bleu non poudrés Nitrylex Rose

Référence 08422



Prix du produit :

3,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **gants nitrile non poudrés Nitrylex Pink**, disponibles chez **LD Medical**, offrent une protection fiable et un confort optimal. Leur fabrication en **nitrile sans poudre** garantit une excellente résistance et une tolérance parfaite pour les peaux sensibles, tout en apportant une touche de couleur distinctive avec leur finition rose.

Description du produit :

Les **gants nitrile non poudrés Nitrylex Pink** sont conçus pour répondre aux besoins des professionnels de santé qui recherchent à la fois **sécurité, confort et fiabilité**. Fabriqués en nitrile de qualité supérieure, ils offrent une résistance exceptionnelle aux perforations, tout en garantissant une barrière fiable contre les micro-organismes et produits chimiques.

Ces **gants ambidextres** et sans latex sont particulièrement adaptés aux personnes souffrant d'allergies. Leur **haute sensibilité** tactile permet une grande précision dans les gestes médicaux, rendant ces gants indispensables dans les environnements où l'hygiène est une priorité absolue.

Idéalement emballés dans une boîte distributrice de 100 unités, ces gants répondent aux **normes européennes** les plus strictes pour garantir leur qualité et leur sécurité.

Caractéristiques principales

- **Disponibles en 3 tailles** : S (6/7), M (7/8), L (8/9), pour s'adapter à toutes les morphologies.
- **Matériau hypoallergénique** : Sans latex pour éviter les risques d'allergie.
- **Ambidextres** : Faciles à enfiler et à utiliser quelle que soit la main.
- **Sensibilité tactile élevée** : Permet une précision optimale lors des gestes médicaux.
- **Haute résistance** : Conçus pour résister aux perforations et à une utilisation prolongée.
- **Boîte distributrice pratique** : Contient 100 gants pour une gestion simplifiée.
- **Couleur rose unique** : Permet une identification rapide tout en ajoutant une touche moderne.

Normes et certifications suivies

Les **gants Nitrilex Pink** respectent les réglementations européennes en vigueur, garantissant leur conformité et leur fiabilité pour une utilisation médicale :

1. **Règlement (UE) 2017/745** : Les gants sont classés comme dispositifs médicaux de Classe I, présentant un risque faible et étant non stériles.
2. **Norme EN 455** :
 - **EN 455-1** : Testés pour l'absence de trous.
 - **EN 455-2** : Vérifiés pour leurs propriétés physiques.
 - **EN 455-3** : Évalués biologiquement pour leur sécurité.
3. **AQL 1,5** : Assurent un niveau de qualité acceptable avec moins de 1,5 % de gants défectueux dans chaque lot.
4. **Directive UE 93/42/CEE** : Certifiés pour leur mise en vente sur le marché européen.
5. **Règlement UE 10/2011** : Compatibilité avec les matériaux en contact avec les denrées alimentaires.

Conservation et utilisation

- **Conditions de stockage** : Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 10°C et 25°C.
- **Utilisation responsable** : Jeter après usage dans les filières adaptées pour protéger l'environnement.
- **Durée de vie** : Respecter les dates de péremption indiquées sur l'emballage pour garantir une performance optimale.