

GANTS CHIRURGICAUX LATEX STÉRILES NON POUDRÉS MÉDI'TOUCH - boîte de 50 paires

Référence 08425



Prix du produit :

17,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **gants chirurgicaux latex stériles non poudrés Médi'Touch** sont conçus pour les actes exigeant précision de manipulation et maîtrise de la préhension, avec une surface micro-texturée et un format **boîte de 50 paires**. **Stériles**, à usage unique, ils conviennent aux environnements où l'asepsie doit être strictement respectée. Existe en plusieurs tailles.

BS EN 455-1/2/3/4 • ASTM D-3577 / ISO 10282
• Stérile • Boîte de 50 paires

Description du produit :

Gants chirurgicaux latex stériles, maîtrise et sensibilité tactile

Ces gants stériles sont destinés aux interventions et aux soins demandant une barrière stérile fiable. Les **gants chirurgicaux latex stériles non poudrés Médi'Touch** associent **usage unique**, souplesse du latex naturel et conditionnement en **50 paires** pour répondre aux exigences du terrain.

Leur finition non poudrée contribue à réduire la présence de particules de poudrage, tandis que la surface micro-texturée favorise une prise en main régulière des instruments. Ce profil convient aussi bien aux gestes minutieux qu'aux manipulations répétées en zone de soins ou au bloc.

Idéal pour les blocs opératoires, cabinets médicaux, cliniques, centres de soins, infirmiers de bloc et professionnels de santé. Ils accompagnent les pratiques nécessitant confort de port, précision gestuelle et organisation rigoureuse de l'asepsie.

Points forts

- **Latex naturel** : offre une bonne élasticité et une grande souplesse, utiles pour conserver finesse de toucher et aisance pendant les actes délicats.
- **Stériles et non poudrés** : adaptés aux procédures stériles et pensés pour limiter les résidus liés au poudrage dans l'espace de soin.
- **Surface micro-texturée** : renforce l'adhérence sur les instruments et aide à garder un geste précis lors des manipulations techniques.
- **Emballage pelable par paires** : simplifie l'ouverture et facilite la préparation en environnement stérile.
- **Usage professionnel** : conçu pour répondre aux contraintes des pratiques médicales et chirurgicales quotidiennes.
- **Différentes tailles proposées** : permet un ajustement adapté de la main afin d'améliorer confort et dextérité sur la durée.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Gants chirurgicaux

Marque : Médi'Touch

Fabricant : Drexco Médical

Matière : Latex naturel

Couleur : Non renseignée

Utilisation : Usage unique

Stérilisation : Oui

Finition : Non poudré, surface micro-texturée

Conditionnement : Boîte de 50 paires

Emballage : Emballage pelable par paires

Formats disponibles : X-Small (6), Small (6.5), Small-Medium (7), Medium (7.5), Large (8), X-Large (8.5)

Usage professionnel : Oui

Classe DM/EPI : DM IIa

Garantie : 2 ans

Tailles : Taille 6 ; Taille 6 ½ ; Taille 7 ; Taille 7½ ; Taille 8 ; Taille 8 ½ ; Taille 9

Normes & sécurité

Classe : DM IIa

Norme : BS EN 455-1,2,3 et 4 / ASTM D-3577 / ISO 10282

Fabricant : Drexco Médical

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Une boîte comprend **50 paires** de gants chirurgicaux en latex naturel, stériles et non poudrés. Chaque paire est présentée dans un emballage pelable individuel adapté à l'organisation du geste.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter la préparation avant l'acte, les gels hydroalcooliques s'intègrent au protocole d'hygiène des mains. Les champs de soins aident à structurer une zone propre, tandis que les masques chirurgicaux accompagnent les procédures stériles au quotidien.