

Gants Chirurgicaux Stériles latex non Poudrés

Référence 08425



Prix du produit :

18,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **gants de chirurgie en latex stériles non poudrés**, disponibles chez **LD Medical**, sont conçus pour offrir une barrière de protection fiable lors des interventions chirurgicales. Leur fabrication garantit confort, sensibilité tactile et hygiène optimale, répondant aux exigences des **environnements médicaux**.

Description du produit :

Les **gants de chirurgie latex stériles non poudrés** sont spécialement conçus pour les professionnels de santé. Fabriqués en **latex naturel**, ils assurent une excellente **protection contre les contaminants** tout en maintenant une sensibilité tactile élevée. Leur conception sans poudre minimise les risques d'irritation et d'allergie, offrant un confort optimal, même pendant des utilisations prolongées.

Individuellement **stérilisés** et emballés, ces gants sont adaptés aux environnements nécessitant une **hygiène stricte**, tels que les blocs opératoires ou les salles d'examen.

Leur **forme anatomique** facilite leur mise en place et offre un ajustement précis pour garantir une manipulation fluide et efficace.

Caractéristiques principales

- **Matériau de haute qualité** : Latex naturel, assurant résistance et flexibilité.
- **Non poudrés** : Limite les risques d'irritation cutanée et garantit un confort prolongé.
- **Stériles et emballés individuellement** : Idéal pour les environnements médicaux exigeant une hygiène irréprochable.
- **Haute sensibilité tactile** : Permet une grande précision lors des gestes médicaux.

- **Forme anatomique** : Ajustement parfait et confort optimal pour réduire la fatigue.
- **Surface micro-texturée** pour un confort supplémentaire
- **Conditionnement** en paires pelables
- **Conformes aux normes** BS EN 455-1,2,3 et 4 / ASTM D-3577 / ISO 10282
- Dispositif médical de classe IIa
- **Vendu en boîtes** de 50 paires

Tailles disponibles :

- X-Small (6)
- Small (6.5)
- Small-Medium (7)
- Medium (7.5)
- Large (8)
- X-Large (8.5)