

Tondeuse chirurgicale Carefusion BD

Référence 08833



Prix du produit :

61,19 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **tondeuse chirurgicale Carefusion** de la **marque BD** est utilisée dans le cadre d'une **préparation opératoire**.

Les lames sont vendu séparément :

- [08835](#)
- [08836](#)
- [08837](#)

Précise, elle permet de raser sans risque les zones nécessitant une intervention chirurgicale, tout en minimisant les différents risques d'infection liés à l'utilisation d'un rasoir classique.

Description du produit :

Grâce à sa conception ergonomique et ses lames spécialement adaptées, cette tondeuse permet de réaliser un rasage rapide et efficace, tout en préservant l'intégrité de la peau et en réduisant les risques de coupures ou d'irritations. Elle est souvent utilisée lors des procédures chirurgicales et des soins préopératoires.

Grâce à sa technologie avancée, la **tondeuse chirurgicale Carefusion de BD** offre une coupe nette et uniforme, réduisant ainsi le risque de micro-coupures

Facile à manier, elle possède aussi des bande anti-dérapantes qui permettent un contrôle optimal et une utilisation a une main

De plus, son design ergonomique facilite une prise en main précise, permettant aux professionnels de santé d'effectuer la préparation de manière rapide et efficace.

Particulièrement recommandée dans les milieux hospitaliers, où la stérilité et la sécurité des patients sont primordiales.

La tondeuse chirurgicale BD en détail :

- Nettoyage simple à l'eau et au savon.
- Doit être désinfectée avant chaque utilisation.
- Un angle de coupe de 40°.
- Une Batterie lithium-ion longue durée.
- Temps de charge complet : 17 heures.
- Durée de vie de la batterie : 350 cycles minimum.
- Dimensions : 153 mm x 49 mm x 39 mm.
- Poids : 121 g.
- En option : chargeur