

CHARGEUR TONDEUSE CHIRURGICALE CAREFUSION SOCLE DE RECHARGE - avec câble

Référence 08834

Prix du produit :

39,78 € taxe inclu



Description brève du produit :

Le **chargeur pour tondeuse chirurgicale Carefusion** réunit un socle et un câble d'alimentation pour recharger facilement l'équipement compatible. Charge complète en **17 heures** et fonctionnement sur **100 à 240 V**.

Classe II • Recharge complète en 17 heures •
Socle avec câble • 100 à 240 V

Description du produit :

Chargeur Carefusion, socle compact pour recharge de tondeuse

Ce chargeur de tondeuse chirurgicale est conçu pour alimenter la poignée compatible dans un cadre d'utilisation professionnel. Le **chargeur pour tondeuse chirurgicale Carefusion** se compose d'un socle de recharge et d'un câble, pour une installation simple sur la zone de préparation.

Sa charge complète s'effectue en **17 heures**, ce qui permet d'anticiper la remise à disposition du matériel. Son format discret facilite son placement sur une paillasse, un chariot ou dans un espace dédié au bloc.

Idéal pour les blocs opératoires, services de chirurgie, cliniques, hôpitaux et équipes biomédicales. Il contribue à garder une tondeuse disponible avant les protocoles de préparation cutanée planifiés.

Points forts

- **Ensemble complet** : socle de charge livré avec câble chargeur, pour une mise en place immédiate sur le poste de travail.
- **Charge complète en 17 heures** : durée adaptée à l'organisation des recharges entre les périodes d'utilisation du matériel.
- **Alimentation polyvalente** : utilisation sur **100 à 240 V CA** avec une fréquence de **50 à 60 Hz**, selon les installations disponibles.
- **Protection électrique classe II** : niveau de protection explicitement indiqué pour un usage en environnement professionnel.
- **Socle peu encombrant** : dimensions de **80 x 61 x 44 mm**, pratiques pour les surfaces de travail où l'espace est limité.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Chargeur pour tondeuse chirurgicale

Compatibilité : Tondeuse chirurgicale Carefusion

Composition : Socle chargeur avec câble chargeur

Temps de charge complet : 17 heures

Dimensions du socle : 80 x 61 x 44 mm

Longueur du câble : 1870 mm

Alimentation : 100 à 240 V CA

Fréquence : 50 à 60 Hz

Intensité : 30 mA

Protection électrique : Classe II

Température de stockage : -10°C à 60°C

Humidité de stockage : 10% à 100%

Poids Net : 200 à 250 g

Fabricant : CareFusion France 309 SAS

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : Classe I règle 12 (Directive européenne 93/42/CEE et 2007/47 CE, annexe VII)

Marquage : CE

Certification : ISO 13485 par le TUV

Fabricant : CareFusion France 309 SAS

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

L'emballage contient un socle chargeur ainsi que son câble chargeur pour tondeuse chirurgicale Carefusion.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'environnement de préparation, les lingettes désinfectantes sont utiles pour l'entretien rapide des surfaces de contact. Les rasoirs chirurgicaux permettent d'équiper la zone préopératoire avec le matériel adapté aux besoins du service.

JJ/26