


Chargeur pour Tondeuse chirurgicale Carefusion BD

Référence 08834



39,00 € taxe inclu



Description brève du produit :

Chargeur avec socle pour tondeuse chirurgicale CareFusion, conçu pour assurer une recharge rapide et efficace.

Description du produit:

Utilisation:

Placez votre tondeuse Carefusion sur son socle. Connectez ensuite le câble d'alimentation à une prise électrique. Une recharge complète s'effectue en **17 heures**.

Caractéristiques techniques :

• Poids total: 200 à 250 g

• Dimensions :

• Socle: 80 mm (L) x 61 mm (l) x 44 mm (h)

• Câble: 1870 mm

• Protection électrique : Classe II

• Alimentation: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 30 mA