

Indicateur de stérilisation Prion

Référence 08839



Prix du produit :

60,69 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'**Indicateur de Stérilisateur Prion** est conçu pour vérifier l'efficacité de vos cycles de stérilisation, en particulier contre les agents infectieux comme les prions.

Cet indicateur est essentiel pour s'assurer que votre équipement médical répond aux normes les plus strictes de sécurité.

Description du produit :

Conforme à la norme EN ISO 11138-3, cet indicateur est compatible avec tous les **stérilisateurs** de classe B et assure un contrôle rigoureux de la stérilisation, particulièrement pour les charges critiques.

Les résultats de l'**indicateur Prion** sont faciles à interpréter, vous offrant ainsi une tranquillité d'esprit tout en garantissant la sécurité de vos patients.

En cycle 134°/18 mn.

Boîte de 250 tests.

CE.