

# Test Helix pour autoclave

Référence 08840



Prix du produit :

**65,18 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **Test pour Autoclave Helix** est un outil qui permet d'assurer la fiabilité et l'efficacité des cycles de stérilisation dans les autoclaves.

Ce test permet de contrôler les **cycles de stérilisation à vapeur** dans les dispositifs de classe B, offrant ainsi une garantie supplémentaire de sécurité pour vos instruments médicaux.

Description du produit :

## Caractéristiques du Test Helix pour Autoclave

- Conformité aux normes EN13060 : Assure que le test répond aux standards les plus rigoureux en matière de stérilisation.
- Simulation de canules creuses : Vérifie la pénétration de la vapeur dans les instruments difficiles à stériliser.
- Utilisation simple et efficace : **Test rapide à réaliser** pour un contrôle régulier des cycles de stérilisation.
- Compatibilité : Conçu pour être utilisé avec les autoclaves de classe B, garantissant une application universelle dans les milieux médicaux.

Le **Test pour Autoclave Helix** est un dispositif indispensable pour tout établissement médical soucieux de maintenir les plus hauts standards de sécurité et d'hygiène.