

Autoclave médical 18 litres - Euronda E6

Référence 08841



Prix du produit :

4 599,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'**Autoclave E6 Euronda 18 Litres** est un autoclave conçu pour offrir des performances professionnelles dans un format compact.

Idéal pour les cabinets médicaux de petite taille, cet autoclave de classe B est conforme à la norme EN13060, garantissant une **stérilisation** fiable et sécurisée de vos instruments médicaux.

Sa chambre en acier inoxydable, certifiée "PED", assure une durabilité exceptionnelle tout en offrant une capacité de 18 litres.

Description du produit :

l'Autoclave Euronda E6 - 18 litres

Cet **autoclave pour stérilisation** est équipé d'un large écran tactile LCD intégré au panneau de commande, offrant une interface intuitive pour une utilisation facile.

Il intègre également une carte SD pour le stockage des cycles de stérilisation, avec une imprimante thermique disponible **en option** pour un suivi précis et pratique.

Caractéristiques de l'Autoclave E6 Euronda :

- **Capacité de la chambre** : 18 litres, avec des dimensions de 25 x 34 cm.

- **Ecran tactile LCD** : Large écran pour une navigation simple et rapide.
- **Carte SD intégrée** : Pour le stockage des cycles de stérilisation.
- **Imprimante thermique en option** : Pour imprimer les données des cycles de stérilisation.
- **Remplissage manuel en eau** : Accès direct pour un remplissage facile.
- **Consommation d'eau** : 0,3 L par cycle, pour une efficacité énergétique accrue.
- **Dimensions compactes** : L 46 x H 45,5 x P 61 cm, idéal pour les espaces restreints.
- **Poids** : 48 kg (machine vide avec panier et plateaux).
- **Aquafilter (en option)** : Déminéralisateur d'eau réduite en sel, connectable directement au réseau d'eau.

Avec ces spécifications, cet **autoclave pour stérilisation** est parfaitement adapté aux environnements médicaux nécessitant un équipement compact mais performant.

Un Autoclave Fiable et Conforme aux Normes

- L'**Autoclave E6 Euronda 18 Litres** est un dispositif médical de classe IIb, conçu pour assurer une **stérilisation** efficace et conforme aux normes les plus strictes. Son dispositif de classe B garantit une sécurité optimale, tandis que sa conformité à la norme EN13060.CE assure que cet **autoclave** répond aux exigences de stérilisation médicale modernes.
- Avec une puissance absorbée de 2300 W et une alimentation en 230 V | 50/60Hz, cet **autoclave** est non seulement puissant mais également économe en énergie. Son support pour 5 plateaux, fourni avec la machine, permet une organisation optimale des instruments à stériliser.

L'**Autoclave E6 Euronda 18 Litres** est également livré avec une garantie de 2 ans, incluant la livraison, l'installation, et la mise en route, ainsi que la prise en charge des pièces, main-d'œuvre et déplacement sur site.

C'est la solution idéale pour les professionnels de la santé recherchant un autoclave compact et fiable pour leurs besoins de stérilisation médicale.

Pour découvrir plus de modèles et d'accessoires compatibles, explorez notre [catégorie dédiée aux autoclaves médicaux](#).