

AUTOCLAVE E6 ÉCRAN TACTILE 18 L EURONDA - 18 litres

Référence 08841



Prix du produit :

4 690,98 € taxe inclu

Description brève du produit :

AUTOCLAVE E6 18 L EURONDA intègre une chambre inox de **18 L**, un écran tactile couleur et **5 cycles** type B pour simplifier la stérilisation des instruments en environnement médical.

EN 13060 • CE • Classe DM IIb • Support 5 plateaux fourni

Description du produit :

[Autoclave E6 Euronda, pilotage tactile et cycles polyvalents](#)

Ce autoclave de paillasse **AUTOCLAVE E6 EURONDA** est conçu pour la **stérilisation** des instruments avec une utilisation fluide au quotidien. Sa chambre en acier inoxydable de **18 L** et ses **5 cycles** type B permettent de s'adapter au rythme de travail du cabinet.

L'écran tactile LCD couleur rend la navigation plus directe pour choisir un programme, suivre le fonctionnement et gérer l'appareil avec davantage de confort. La carte SD intégrée facilite l'archivage des données, tandis que le remplissage manuel en eau reste facilement accessible.

Idéal pour cabinets dentaires, cabinets médicaux, centres de soins, podologues et structures de consultation spécialisées. Il trouve sa place aussi bien en zone technique que dans un espace dédié à la stérilisation.

Points forts

- **5 cycles type B** : couvrent les besoins courants de stérilisation avec une sélection claire pour organiser les traitements d'instruments.
- **Écran tactile LCD couleur** : améliore la lisibilité des informations et rend la programmation plus intuitive au quotidien.
- **Capacité de 18 L** : offre un volume utile adapté à une activité régulière tout en conservant un format de paillasse.
- **Cycles type S et N** : disponibles avec accès protégé, ils élargissent les possibilités d'utilisation selon les protocoles internes.
- **Fonction E-Timer** : permet de planifier tests et cycles afin d'anticiper l'organisation de la journée.
- **Support 5 plateaux fourni** : aide à disposer les charges de manière stable pendant le cycle.

Caractéristiques techniques

Marque : EURONDA

Type de produit : Autoclave médical de paillasse

Capacité de chambre : 18 L

Dimensions de la chambre : 25 x 34 cm

Dimensions : 46 x 45,5 x 61 cm

Poids Net : 48 kg

Alimentation : 230 V, 50/60 Hz

Puissance : 2300 W

Consommation d'eau : 0,3 L

Matériau : Chambre en acier inoxydable certifiée PED

Écran : Écran tactile LCD couleur

Fonctionnement : 5 cycles type B, 2 cycles type S et N avec accès protégé, fonction E-Timer

Archivage : Carte SD intégrée

Impression : Imprimante thermique intégrée en option

Remplissage : Accès direct pour remplissage manuel en eau

Conditionnement : Support 5 plateaux fourni

Classe DM/EPI : Dispositif médical de classe IIb

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : Dispositif médical de classe IIb

Norme : EN 13060

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter le process, les gaines et sachets de stérilisation servent au conditionnement avant cycle. Les tests et indicateurs de stérilisation participent au suivi de routine, tandis qu'un nettoyeur à ultrasons intervient en amont de la stérilisation.