

# Autoclave médical E8 Euronda 24 litres

Référence 08842



Prix du produit :

**5 619,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

L'**Autoclave E8 Euronda 24 Litres** est un autoclave pour stérilisation de pointe, conçu pour répondre aux exigences des professionnels de la santé.

Avec une capacité de 24 litres, cet autoclave de classe B est conforme à la norme EN13060, assurant une stérilisation efficace et fiable de vos instruments médicaux.

Sa chambre moulée en acier inoxydable, certifiée PED 2014/68/EC, garantit une durabilité et une performance exceptionnelles.

Description du produit :

## Autoclave E8 Euronda 24 Litres - Autoclave pour Stérilisation Médicale

Cet **autoclave pour stérilisation** intègre la nouvelle fonction E-Timer, permettant de programmer le départ des cycles de stérilisation et des tests à l'heure souhaitée.

Ce système offre une flexibilité accrue pour les professionnels, leur permettant d'optimiser leur temps et d'assurer une désinfection rigoureuse à tout moment.

## Caractéristiques de l'Autoclave E8 Euronda

- Classification

- Dispositif Médical Classe IIb
- Autoclave de classe B, conforme à la norme EN13060.
- Chambre moulée en acier inoxydable certifiée PED 2014/68/EC
- Capacité de la chambre
- 24 L
- Poids
- 48 Kg
- (machine vide avec panier et plateaux)
- Dimensions extérieures
- 460 x 455 x 610 mm
- Puissance absorbée
- 2300 W 10 A
- Consommation d'eau
- 300 ml

Capacité : 24 litres, idéal pour les cabinets médicaux et les cliniques.

E-Timer : Programmation des cycles et des tests à l'heure souhaitée.

Stockage des cycles : Enregistrement des cycles de stérilisation sur carte SD, avec option de transfert via Wi-Fi.

Compatibilité avec imprimantes : Intégration possible de deux types d'imprimante pour un suivi précis.

Inspection® System : Accès simplifié aux réservoirs, avec capteur de conductivité pour contrôle de la qualité de l'eau.

Ces fonctionnalités font de cet **autoclave pour stérilisation** un choix idéal pour les établissements médicaux cherchant à améliorer la sécurité et l'efficacité de leurs protocoles de désinfection.

### Un Autoclave Conçu pour la Performance et la Sécurité

L'**Autoclave E8 Euronda 24 Litres** allie performance, innovation et sécurité. Ses dimensions compactes (460 x 455 x 610 mm) et son poids de 48 kg (machine vide avec panier et plateaux) permettent une installation facile dans n'importe quel environnement médical. De plus, sa consommation d'eau réduite à 300 ml par cycle et sa puissance absorbée de 2300 W en font un appareil économe en énergie.

Avec l'**Autoclave E8 Euronda 24 Litres**, vous bénéficiez d'un dispositif médical de Classe IIb,

offrant une stérilisation fiable et conforme aux normes les plus strictes. Son interface intuitive et ses options de connectivité avancées font de cet autoclave un outil indispensable pour tout professionnel de la santé soucieux de la qualité de sa pratique.

Pour découvrir plus de modèles et d'accessoires compatibles, explorez notre [catégorie dédiée aux autoclaves médicaux](#).

**PACK SERVICE INTÉGRAL INCLUS : LIVRAISON + INSTALLATION + MISE EN ROUTE OFFERTE**

## ***PACK SERVICE INTÉGRAL INCLUS***



***LIVRAISON***



***INSTALLATION***



***MISE EN  
ROUTE***