

# Autoclave médical EXL Euronda 29 litres

Référence 08843



**Prix du produit :**

**8 668,98 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

L'**Autoclave EXL Euronda 29 Litres** est un autoclave pour stérilisation conçu pour offrir une désinfection de haute qualité, essentielle dans les environnements médicaux.

Avec une capacité de 29 litres, cet autoclave est parfait pour les établissements de santé nécessitant une stérilisation fréquente et efficace de leurs instruments.

Grâce à sa technologie de pointe, il garantit une désinfection optimale, tout en respectant les normes médicales les plus strictes.

**Description du produit :**

## **Autoclave EXL Euronda 29 Litres**

**Autoclave EXL Euronda** dispose de multiples fonctionnalités innovantes.

Il est équipé d'un écran tactile couleur qui facilite son utilisation et assure un contrôle précis de chaque cycle de stérilisation.

De plus, ce modèle propose une gestion avancée de l'eau, grâce à son système de récupération et de purification, réduisant ainsi les besoins en maintenance.

**Caractéristiques de l'Autoclave EXL Euronda :**

- Capacité : 29 litres, idéal pour les cliniques et hôpitaux de taille moyenne.
- Écran tactile couleur : Interface utilisateur intuitive pour une navigation simplifiée.
- Gestion de l'eau optimisée : Système de récupération et de purification de l'eau, réduisant l'entretien.
- Cycles de stérilisation rapides : Optimisation des cycles pour une efficacité accrue.
- Conformité aux normes : Certifié selon les normes européennes et médicales.
- Avec sa chambre de 29 litres, EXL est l'**autoclave Euronda** qui propose la plus grande contenance, tout en maintenant les meilleures performances de stérilisation.
- Capacité de la chambre : 29 L
- Poids : 62 Kg (machine vide avec panier et plateaux)
- Dimensions : 460 x 455 x 855 mm (wxhxd)
- Puissance absorbée : 3200 W 14A
- Consommation d'eau : 900 ml
- Classification : Dispositif Médical de classe IIb

L'**autoclave EURONDA EXL** nécessite une installation plomberie type “**machine à laver**”.

- **Garantie 2 ans.**
- Service intégral 24 mois (livraison, installation, mise en route).
- Pièces, main d'œuvre et déplacement sur site.
- Dispositif de classe B
- Conformité avec la norme EN 13060.CE.

Cet autoclave est également équipé de programmes personnalisables, permettant d'ajuster les cycles en fonction des besoins spécifiques de chaque établissement.

### Un Autoclave Euronda pour une Stérilisation Optimale

L'**Autoclave EXL Euronda 29 Litres** est non seulement performant, mais aussi économique.

Son design compact permet une intégration facile dans n'importe quel espace de travail, tout en offrant une capacité suffisante pour gérer des charges importantes d'instruments.

De plus, l'**Autoclave Euronda** est conçu pour minimiser la consommation d'énergie, contribuant ainsi à une réduction des coûts opérationnels.

Grâce à ses fonctionnalités avancées, cet autoclave assure une stérilisation rapide et fiable, essentielle pour la sécurité des patients et le bon fonctionnement des établissements de santé.

Sa maintenance simplifiée et ses cycles optimisés font de cet appareil un choix judicieux pour tous les professionnels du secteur médical.

Pour découvrir plus de modèles et d'accessoires compatibles, explorez notre [catégorie dédiée aux autoclaves médicaux](#).

**PACK SERVICE INTÉGRAL INCLUS : LIVRAISON + INSTALLATION + MISE EN ROUTE OFFERTE**

## ***PACK SERVICE INTÉGRAL INCLUS***



***LIVRAISON***



***INSTALLATION***



***MISE EN  
ROUTE***