

AUTOCLAVE EXL CLASSE B GRANDE CAPACITÉ EURONDA - 29 L

Référence 08843



Prix du produit :

8 668,98 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'autoclave **EXL EURONDA** associe une chambre de **29 L**, un fonctionnement par générateur de vapeur instantané et une traçabilité complète pour accompagner les rythmes soutenus. Avec une puissance de **3200 W**, il permet un suivi des cycles via SD, Ethernet, PC, imprimante, smartphone et tablette.

EN 13060 • CE • Classe B • Chambre de 29 L

Description du produit :

Autoclave EXL Euronda, conçu pour les charges importantes

Cet autoclave médical est pensé pour les environnements où le traitement des instruments doit rester fluide tout au long de la journée. L'autoclave **EXL EURONDA** réunit une chambre de **29 L**, une **stérilisation de classe B** et un générateur de vapeur instantané.

Sa conception répond aux besoins des structures qui souhaitent enchaîner les cycles avec une traçabilité facilement exploitable. Les informations peuvent être récupérées sur carte SD ou via Ethernet, puis consultées sur PC, imprimante, smartphone ou tablette.

Idéal pour les cabinets dentaires, centres de soins, cliniques et structures techniques à forte rotation d'instruments. Il convient aux professionnels qui recherchent capacité, suivi des cycles et consommation d'eau maîtrisée.

Points forts

- **Chambre 29 L** : volume adapté aux charges plus conséquentes, pratique pour soutenir une activité régulière sans multiplier les passages.
- **Cycles de classe B** : configuration conforme à la norme **EN 13060**, adaptée aux exigences de stérilisation en usage professionnel.
- **Vapeur instantanée** : le générateur intégré participe à un fonctionnement performant avec une consommation d'eau annoncée de **900 ml**.
- **Traçabilité multi-supports** : enregistrement et consultation des cycles par carte SD, Ethernet, PC, imprimante, smartphone et tablette.
- **Intégration en local technique** : installation par raccordement plomberie type machine à laver pour une mise en place adaptée aux espaces dédiés.
- **Format pour activité soutenue** : puissance absorbée de **3200 W, 14 A** pour répondre aux besoins des cabinets et structures très sollicités.

Caractéristiques techniques

Marque : EURONDA

Type de produit : Autoclave médical

Capacité de la chambre : 29 L

Dimensions : 460 x 455 x 855 mm

Poids Net : 62 kg

Puissance absorbée : 3200 W, 14 A

Consommation d'eau : 900 ml

Fonctionnement : Générateur de vapeur instantané

Traçabilité : Carte SD, Ethernet, PC, imprimante, smartphone, tablette

Installation : Raccordement plomberie type machine à laver

Type de cycle : Classe B

Classe DM/EPI : Dispositif médical de classe IIb

Fabricant : Euronda

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : Dispositif Médical de classe IIb

Norme : EN 13060

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le produit comprend l'appareil, ainsi que son panier et ses plateaux. Ces éléments sont inclus

dans le poids de la machine vide indiqué.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter le circuit de traitement, les gaines et sachets de stérilisation servent au conditionnement avant et après cycle. Les tests et indicateurs de stérilisation participent au suivi de routine, tandis qu'un nettoyeur à ultrasons intervient en amont de l'autoclave.