

Aquafilter 1 to 1 pour Autoclave medicale - Euronda

Référence 08844



Prix du produit :

593,01 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **Aquafilter pour Autoclave Med Euronda** est un système de production d'eau déminéralisée conçu pour assurer un fonctionnement optimal de votre autoclave.

Avec une capacité de produire 1 litre d'eau par minute, cet appareil garantit une eau pure conforme à la norme EN 13060, avec une conductivité inférieure à 15 μ S/cm.

Spécialement pensé pour les cliniques et laboratoires de taille moyenne, le **Aquafilter pour Autoclave Med Euronda** est la solution idéale pour maintenir une hygiène irréprochable et prolonger la durée de vie de vos équipements médicaux.

Description du produit :

L'AquaFilter pour autoclave Medical Euronda

Performance et Fiabilité

Le **Aquafilter pour Autoclave Med Euronda** se distingue par sa capacité à fournir une eau déminéralisée de haute qualité en continu.

Sa simplicité d'utilisation couplée à une installation facile, fait de cet appareil un atout

indispensable pour toute structure nécessitant une stérilisation fréquente.

Grâce à sa conception robuste et compacte, il s'intègre parfaitement dans les espaces restreints, tout en réduisant le besoin de maintenance et en optimisant la performance de votre autoclave.

Caractéristiques Techniques :

- **Système de déionisation** : Conçu spécifiquement pour alimenter un seul autoclave, garantissant une qualité d'eau optimale pour chaque cycle de stérilisation.
- **Norme de conformité** : Respect de la norme EN 13060, assurant une conductivité de l'eau inférieure à 15 µS/cm.
- **Débit** : Production d'environ 1 litre d'eau par minute, idéal pour les besoins des cliniques et laboratoires.
- **Compatibilité** : Parfaitement adapté aux **autoclaves Euronda Med**, assurant une intégration sans faille avec votre équipement existant.
- **Installation compacte** : Idéal pour les environnements où l'espace est limité, tout en offrant une efficacité maximale.

Pourquoi Choisir l'AquaFilter 1:1 pour Autoclave Euronda ?

- **Efficacité Maximale** : Assurez des cycles de stérilisation sûrs et conformes aux normes grâce à une eau filtrée de manière optimale.
- **Protection et Longévité** : En protégeant votre **autoclave** contre les impuretés, l'AquaFilter 1:1 réduit l'usure et prolonge la durée de vie de votre appareil.
- **Installation et Utilisation Simples** : Conçu pour une installation facile, cet accessoire ne nécessite pas de compétences techniques avancées pour être utilisé efficacement.

Garantie et Conformité :

- **Garantie** : Ce produit est couvert par une garantie fabricant, offrant une tranquillité d'esprit quant à sa performance et sa durabilité.
- **Conformité Normative** : Fabriqué selon les standards rigoureux de qualité, l'AquaFilter 1:1 répond aux exigences de filtration pour une utilisation en toute sécurité dans les milieux médicaux.

Pour découvrir plus de modèles et d'accessoires compatibles, explorez notre [catégorie dédiée](#)

[aux autoclaves médicaux.](#)