

Autoclave de classe B Midmark Speedy B6 - 6 litres

Référence 08845



Prix du produit :

4 498,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'autoclave médical Midmark Speedy B6 est une solution de stérilisation compacte et performante.

Avec une capacité de **6 litres**, cet **autoclave** est idéal pour stériliser rapidement une petite quantité d'instruments médicaux, tout en garantissant des résultats fiables et conformes aux normes internationales.

Cet appareil de stérilisation est classée B, certifié selon les normes **ISO 9001** et **UNI EN ISO 13485**, garantissant une conformité élevée aux standards de qualité et de sécurité.

Description du produit :

L'autoclave médical Midmark Speedy B6

Caractéristiques Techniques :

- **Certifications** : Certifié ISO 9001 et UNI EN ISO 13485 pour garantir une qualité et une sécurité conformes aux normes internationales.
- **Conductimètre Intégré** : Mesure la qualité de l'eau pour optimiser l'efficacité du cycle de stérilisation.

- **Cycles de Test** : Plusieurs cycles de test disponibles, incluant Bowie, Dick, Helix, et Test de vide pour assurer une performance optimale.
- **Traçabilité et Imprimante** : Système de traçabilité des données et imprimante intégrée pour la documentation automatique des cycles de stérilisation.
- **Raccordement** : Possibilité de raccordement avec un déminéralisateur ou un osmoseur pour une qualité d'eau constante.
- **Préchauffage Rapide** : Temps de préchauffage entre 7 et 12 minutes selon la charge, pour un gain de temps considérable.
- **Classe de Stérilisation** : **Autoclave de classe B**, adapté à la stérilisation des instruments médicaux complexes.
- **Fermeture de Porte Automatique** : Sécurité renforcée avec une fermeture de porte électrique automatisée.
- **Affichage Programmable** : Interface utilisateur programmable dans votre langue pour une utilisation facile et intuitive.
- **Cycles Préprogrammés** : **11 cycles de stérilisation** préprogrammés pour répondre à divers besoins de stérilisation.
- **Remplissage et Vidange Automatiques** : Gestion de l'eau par pompe automatique pour un fonctionnement sans effort.
- **Volume de la Chambre** : Capacité de 6 litres, permettant de stériliser une quantité significative d'instruments en une seule fois.
- Capacité de Stérilisation :
- **Masse sous emballage** : 1 kg
- **Masse libre** : 1,8 kg
- **Matériel poreux** : 0,5 kg
- **Dimensions des Plateaux** :
 - Un plateau de 15 x 24 x 1,9 cm
 - Deux plateaux de 11,5 x 24 x 19 cm
- **Puissance et Fréquence** : Puissance nominale de 2500W avec une fréquence de 50-60 Hz pour une performance optimale

Pourquoi choisir le Midmark Speedy B6 ?

Le Midmark Speedy B6 est une solution compacte et performante pour la stérilisation dans les petits environnements médicaux. **Certifié ISO**, il garantit une stérilisation sécurisée et conforme aux normes en vigueur.

Sa conception intuitive, avec des fonctionnalités intégrées et une interface programmable, le rend facile à utiliser, même pour le personnel non spécialisé. Idéal pour ceux qui cherchent un autoclave efficace et simple d'utilisation, tout en assurant une stérilisation de haute qualité.

A noter : cet autoclave ne peut pas stériliser les liquides

pour découvrir plus de modèles et d'accessoires compatibles, explorez notre [catégorie dédiée aux autoclaves médicaux](#).

PACK SERVICE INTÉGRAL INCLUS : LIVRAISON + INSTALLATION + MISE EN ROUTE OFFERTE

Pack service intégral inclus



Livraison



Installation



Mise en route

